

## 柠檬酸钠抗原修复液（50x）

产品编号: B600010

包装规格: 100mL

### 产品简介:

Proteintech 生产的柠檬酸钠抗原修复液是一种最常用的抗原修复液，适用于石蜡切片、冰冻切片等样品使用多聚甲醛、甲醛或其它醛类试剂固定后的抗原修复。细胞或组织用多聚甲醛、甲醛或其它醛类试剂固定后，会由于形成醛基键、羧甲基键等原因封闭了抗原表面部分抗原决定簇；或由于蛋白之间的相互交叉而使抗原表面某些抗原决定簇隐蔽，导致免疫染色时染色信号减弱，甚至出现一些假阳性染色结果。本抗原修复液采用了广泛使用的柠檬酸钠缓冲液（pH6.0），可以有效去除醛类固定试剂导致的蛋白之间的交叉，充分暴露被部分或全部封闭了的抗原表位，从而大大改善免疫染色效果。本产品特别适合用于石蜡切片的抗原修复，也可以用于冰冻切片等其它样品。

本产品为为 50x 的浓缩液，每瓶可以稀释配制成 5000mL 抗原修复液（1x），按照每张切片需要 10mL 抗原修复液（1x）计算，可以用于 500 个样品。

### 保存条件:

4°C 或 -20°C 保存，一年有效。

### 使用说明:

1. 本品为 50x 的浓缩液，按照实验所需工作液的体积，称量相应的浓缩液，加入双蒸水稀释 50 倍配制成工作液，混匀备用。
2. 石蜡切片在经过脱蜡水化后或冰冻切片在经过洗涤后，将切片浸泡在抗原修复液(1X)中，95-100°C 加热约 20 分钟（加热时间可以控制在 10-30 分钟内，最佳加热时间需根据不同的样品和目的蛋白自行摸索）。

索)。

3. 抗原修复液 (1x) 使用前需预热到 95-100°C。加热可以使用普通的水浴锅, 也可以使用微波炉加热。如果使用微波炉加热, 需注意避免暴沸和过多的水分蒸发。随后大约在 20-30 分钟内冷却至室温。

**注意事项:**

1. 本产品使用前必须用双蒸水或纯水稀释 50 倍, 配制成抗原修复液 (1x)。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。