

产品介绍

碘化丙啶 (Propidium Iodide, PI) 是一种不透膜 DNA 荧光染料, 可嵌合到双链 DNA 和 RNA 碱基对间的核酸荧光染料, 与双链 DNA 结合后可产生荧光, 且荧光强度与双链 DNA 的含量成正比, 游离态激发/发射波长为 493/636 nm, 结合 DNA 后转为 535/617 nm, 荧光强度增强 20-30 倍。因此常用作细胞周期, 细胞凋亡和细胞坏死的流式检测。在细胞周期和细胞凋亡分析时, 使用核糖核酸酶 A (RNase A) 降解 RNA, 使 PI 仅对细胞核中的 DNA 染色。染色后, 可以用流式细胞仪对细胞进行 DNA 含量测定, 然后根据 DNA 含量的分布情况, 可以进行细胞周期和细胞凋亡的分析。本产品是即用型, 内含 RNase A, 可直接进行染色, 不用稀释。

产品成分

碘化丙啶 (Propidium Iodide, PI), RNase A。

组分	规格
碘化丙啶PI染色液	10 mL

10 mL

-20 °C 密封保存, 6 个月有效。该产品需避免反复冻融, 可以根据实验用量进行分装冻存。

包装规格

保存条件

使用方法

细胞周期步骤:

- 按照 1×10^6 细胞/管, 收集完细胞后加入 $1 \times$ PBS 混匀, 用 300-500 g 的离心力, 离心 5 分钟后, 弃上清。
- 以总体积 2 mL 为例, 加入 0.6 mL 的 $1 \times$ PBS 与细胞沉淀混匀, 然后加入 1.4 mL 的 -20 °C 无水乙醇 (需提前预冷) 颠倒混匀即可。
- 将混匀后的细胞放置在 -20 °C 过夜 (-20 °C 保存可达数周甚至一个月)。
- 染色当天取出标本, 用 300-500 g 的离心力, 离心 5 分钟后, 尽可能完全去除上清, 然后再用 $1 \times$ PBS 洗涤 2 次。
- 每管加入 0.1 mL 的碘化丙啶 PI 染色液染色细胞, 充分混匀, 室温孵育 30 分钟。
- 用 300-500 g 的离心力, 离心 5 分钟后, 去上清。
- 加入 0.2 mL 的 $1 \times$ PBS 重悬细胞。在流式细胞仪上采集样品。


活细胞染色步骤:

- 按照 1×10^6 细胞/管, 收集完细胞后加入 $1 \times$ PBS 混匀, 用 300-500 g 的离心力, 离心 5 分钟后, 弃上清。
- 每管加入 0.1 mL 的碘化丙啶 PI 染色液染色细胞, 充分混匀, 室温孵育 30 分钟。
- 用 300-500 g 的离心力, 离心 5 分钟后, 去上清。
- 加入 0.2 mL 的 $1 \times$ PBS 重悬细胞。在流式细胞仪上采集样品。


注意事项

- 实验过程中注意避光, 该产品避免反复冻融, 可以根据实验需求进行分装。
- PI 是一种核酸特异性红光染料, 具有致癌性, 请小心处理并戴上手套、实验室外套和必要的保护措施, 以避免直接接触身体。

Validation Data



细胞周期的分析，以Jurkat细胞为例。



活细胞染色，大鼠脾细胞，经热处理后进行染色。

For technical support and original validation data for this product please contact

T: 027-87531629

E: Proteintech-CN@ptglab.com

W: ptgcn.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.