

产品介绍

Proteintech 的 Flow Cytometry Perm Buffer(10X) 适用于非偶联或荧光偶联抗体的细胞内流式细胞术应用，如细胞因子和其他细胞质抗原的免疫荧光染色，可以最大程度地减少背景染色和增加信噪比。该试剂盒通过先在悬浮液中固定细胞再以通透细胞膜的形式帮助抗体进入细胞内，同时不对细胞表面染色后的荧光信号造成影响，并保持细胞形态特征完整。本产品为10X浓缩液，使用前需用蒸馏水稀释至1X工作液。

产品成分

本产品含叠氮化钠 ($\leq 0.13\%$)。使用时需要做好防护措施，佩戴手套、穿实验服等，以避免接触眼睛或皮肤。

包装规格

100mL

保存条件

4 °C密封保存，一年有效。详见产品标签。


使用方法

1. 使用去离子水将 Flow Cytometry Perm Buffer(10X)稀释至1X备用。
 2. 将细胞样品以适合的体积和细胞浓度分装到EP管中。
 3. 按照抗体说明书中推荐的最佳浓度对细胞表面抗原进行染色。
 4. 加入2 mL PBS洗涤，用300-400 g的离心力，离心5分钟后，弃上清。
 5. 重复步骤4一次。
 6. 加入0.2 mL Flow Cytometry Fix Buffer (货号: [PF00016](#))。室温下避光固定20分钟。
 7. 加入1.8 mL Flow Cytometry Perm Buffer(1X)洗涤。用400-600 g的离心力，离心5分钟后，弃上清。
 8. 再用Flow Cytometry Perm Buffer(1X)洗涤，用400-600 g的离心力，离心5分钟后，弃上清。
 9. 将细胞沉淀重悬在100 uL的Flow Cytometry Perm Buffer(1X)中。
 10. 按照抗体说明书中推荐的最佳浓度对细胞内抗原进行染色。
 11. 用2 mL Flow Cytometry Perm Buffer(1X)洗涤，用400-600 g的离心力，离心5分钟后，弃上清。
 12. 重复步骤11。(注：如此时肉眼不可见细胞，可省略本步骤直接进行下一步)
 13. 加入0.2 mL Flow Cytometry Perm Buffer(1X)重悬细胞。
- 在流式细胞仪上采集样品。(注：样本可保存在2-8 °C，尽快上机检测)


注意

1. Flow Cytometry Perm Buffer(1X)没有使用完毕的不建议下次实验继续使用。
2. 在细胞内染色期间必须将细胞保持在 Flow Cytometry Perm Buffer(1X)中。
3. 为了获得最佳实验结果，样品应在24小时内上机检测。
4. 实验时需要做好防护措施，佩戴手套、穿实验服。

Validation Data



1.用小鼠的IFN gamma、LPS、蛋白酶转运抑制剂处理小鼠腹腔巨噬细胞后，IL-12/IL-23 p40在小鼠腹腔巨噬细胞内表达情况。



2.人的PBMCs细胞用LPS+monensin or brefeldin A刺激后，先用CD14进行表面染色，然后固定破膜。IL-10在单核细胞内的表达情况。

For technical support and original validation data for this product please contact

T: 027-87531629

E: Proteintech-CN@ptglab.com

W: ptgcn.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.