

## SDS-PAGE 电泳液(10×)

产品编号: B300021

包装规格: 1L (粉剂)

### 产品简介:

Proteintech 生产的 SDS-PAGE 电泳液适用于 SDS-PAGE 的电泳缓冲液。使用时每个包装加蒸馏水溶解, 定容到 1 升即可使用。本品可以回收重复使用 2-3 次。

### 保存条件:

室温保存, 1 年有效。

### 使用说明:

1. 取本品倒入到一洁净的烧杯内, 加入蒸馏水到约 900ml, 溶解。然后在量筒中定容到 1 升, 。混匀。
2. 使用前取 100mL SDS-PAGE 电泳液, 加入 900mL 纯水, 混匀后用于 SDS-PAGE 电泳。
3. 没有用完的电泳液 4°C 保存, 如果室温保存请于两周内使用。
4. Western Blot 操作请参考本公司网站:

<http://www.ptglab.com/Support/TechnicalSupport/Protocols/index.aspx>

### 注意事项:

1. SDS-PAGE 电泳液是无色透明性状, 如出现变色或沉淀, 应该丢弃。
2. 回收的电泳液可以重复使用, 但为了取得最佳电泳效果, 应使用未使用过的电泳液。
3. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。