

For Research Use Only

流式细胞固定液

Catalog Number: PF00016



产品介绍

Proteintech 的 Flow Cytometry Fix Buffer 适用于细胞内抗原染色前固定细胞。

产品成分

本产品含有 $\leq 4\%$ 多聚甲醛。

包装规格

100mL

保存条件

4 °C 密封保存，一年有效。详见产品标签。

使用方法

1. 细胞固定前，用PBS洗涤细胞1至2次。
2. 细胞固定时，每 1×10^6 个细胞使用0.2 mL固定缓冲液，在室温下避光放置 20 分钟。建议针对每种应用对试剂进行滴定以获得最佳性能。
3. 用PBS洗涤细胞或用本公司Flow Cytometry Staining Buffer（货号：[PF00018](#)）洗涤后，再进行后续实验。

注意

该缓冲液含有多聚甲醛，它具有毒性和致突变性。请小心处理并戴上手套、实验室外套和必要的保护措施，以避免直接接触身体。

For technical support and original validation data for this product please contact

T: 027-87531629

E: Proteintech-CN@ptglab.com

W: ptgcn.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.