

## 产品介绍

Proteintech 生产的ELISA 终止液适用于ELISA 实验中终止步骤。本产品为2 M H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>溶液。

## 产品成分

组分	60 mL
终止液	液体

## 包装规格

60mL

## 保存条件

室温保存，1 年有效。

## 使用方法

- 1.显色步骤后，每孔加入**100 uL**终止液终止，加入终止液后**5 min**内进行读数。
- 2.没有用完的ELISA 终止液可室温保存，请于一年内使用。
3. ELISA 操作请参考本公司网站[www.ptglab.com](http://www.ptglab.com)查看实验指南。

## 注意

- 1.ELISA 终止液是无色透明性状，如出现变色或沉淀，应该丢弃。
- 2.为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作，避免皮肤和眼睛接触终止液。