

## 产品介绍

Proteintech研发的免疫染色通透液是用于通透固定后的组织细胞专用试剂，用交联剂固定之后的组织细胞，由于细胞膜的通透性不够，一抗不能透过膜进入细胞内完成后续实验。免疫染色通透液可以增强细胞膜的通透性，便于一抗进入细胞与抗原结合。

## 产品成分

组分/规格	10 mL
通透剂	液体

## 包装规格

10 mL

## 保存条件

4°C保存，一年有效。

## 使用方法

将固定完成后的组织切片或者细胞加入免疫染色通透液并完全覆盖样品，常温下5分钟可完成通透，再用1×PBS（货号：[PR20023](#)）洗涤3次，即可用于后续实验。

## 注意

为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。