

产品信息	本产品是一种以天然材料为主要成分的水溶性封片剂，用于组织病理学和细胞学对已经染色的组织片、FFPE-细胞片进行封固观察。封片前无需脱水透明，为快速封片提供便利。 本产品可用于IHC（HRP和AP体系）、H&E、TSA染色后的封片。其他应用场景在评估测试中。				
产品成分	<table><tr><th>组分</th><th>规格</th></tr><tr><td>水性封片剂</td><td>10 mL</td></tr></table>	组分	规格	水性封片剂	10 mL
组分	规格				
水性封片剂	10 mL				
包装规格	10 mL				
保存条件	2~8℃避光保存，一年有效。				
使用方法	1. 试验条件：室温。 2. 封片：实验染色完成后，可在水洗过后，也可在过酒精后，移去多余液体。 3. 根据样本大小取适量水性封片剂滴在样本上，拾取盖玻片，倾斜封盖使封片剂慢慢自然扩散开，注意封盖角度避免气泡产生。 4. 将封固好的切片样本置于通风橱或试验台通风晾干。 5. 于显微镜或切片扫描仪中，观察记录结果。				
注意事项	1. 该封片剂为水溶性封片剂，如封片操作不当可水洗后重新封片。 2. 该封片剂与有机溶剂（如：二甲苯）不相溶，避免封片时有有机溶剂残留。 3. 气泡处理：避免震荡瓶身产生气泡，如果产生微小气泡，可静置10分钟，气泡通常会自行上浮逸出。 4. 干燥：避免高温烘烤，可能会导致膜过快收缩。建议室温平置自然干燥，或者37℃温和干燥1-2h后再行观察。				