

产品介绍

Proteintech 生产的 SDS-PAGE 电泳液适用于 SDS-PAGE 的电泳缓冲液。使用时每个包装加蒸馏水溶解，定容到 1升即可使用。本品可以回收重复使用 2-3次。

产品成分

组分/规格	1L
Running Buffer	干粉

包装规格

1L

保存条件

室温保存，一年有效。

使用方法

1. 取本品倒入到一洁净的烧杯内，加入蒸馏水到约 900ml，溶解。然后在量筒中定容到 1 升。混匀后即可使用。
2. 没有用完的电泳液 4°C保存，请于两周内使用。

注意

1. SDS-PAGE 电泳液是无色透明性状，如出现变色或沉淀，应该丢弃。
2. 回收的电泳液可以重复使用，但为了取得最佳电泳效果，应使用未使用过的电泳液。
3. 本品仅适用于 tris-gly 系统。
4. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。