



高品质预染 蛋白 Marker

Proteintech高品质预染蛋白Marker正式上线，它是三色预染即用型蛋白质分子量标准，蛋白组分涵盖范围广，电泳分离后彩色条带明亮清晰，可应用于辨别SDS-PAGE中蛋白质大小与评估Western blot转膜效率，是定位目的蛋白不可或缺的标尺。




货号: PL00001

分子量范围: 10-180kDa
蛋白质常规分子量预染标记



货号: PL00002

分子量范围: 3-245kDa
蛋白质宽范围分子量预染标记




货号: PL00003

分子量范围: 10-310kDa
蛋白质超宽分子量预染标记

产品特点

- 👉 适用广泛：参考条带多，分子量范围广；
- 👉 三色预染：条带颜色鲜亮清晰；
- 👉 检测精准：多种电泳条件下，校正分子量变化；
- 👉 操作简便：直接上样，无需任何预处理；
- 👉 品质保证：批次间质量稳定；
- 👉 性价比高：上样量少，现在订购更享特价优惠。



活动详情

- ① 活动时间：2020年4月16日–2020年6月30日
- ② 活动内容：即日起购买Proteintech 高品质预染蛋白Marker享特价优惠（详情见下表）。

产品名称	货号	规格	目录价 (元)	活动促销价 (元)
蛋白质常规分子量预染标记 (10-180kDa)	PL00001	250 μ l*2	760	580
蛋白质宽范围分子量预染标记 (3-245kDa)	PL00002	250 μ l*2	860	680
蛋白质超宽分子量预染标记 (10-310kDa)	PL00003	250 μ l*2	920	780

- ③ 活动说明：
活动详情请咨询 Proteintech 当地授权代理商；
本活动最终解释权归 Proteintech 公司所有。

Proteintech 专注品质 沉淀信赖

- ✓ 基本覆盖人类基因组靶标的抗体
- ✓ 精准定量双抗夹心法ELISA试剂盒
- ✓ 人源细胞表达HumanKine®高活性蛋白
- ✓ 全系列内参/标签抗体
- ✓ 万种原核表达重组蛋白
- ✓ 实验室常用辅助试剂



4006900926

027-87531629

Proteintech-CN@ptglab.com