



新品 | Proteintech 流式抗体


- 源于广泛认可的经典克隆 
- 自主研发 Coralite® 荧光素 
- 光稳定性与荧光强度显著提升 
- 优势**
-  适合多色流式分析
 -  可与任何流式细胞仪兼容
 -  满足基础及医疗诊断的科研需求



CD19 是常用的 pan-B 细胞标记物
样本: human peripheral blood lymphocytes
抗体 1: Coralite®488-Anti-Human CD19
货号: CL488-65145, 克隆号: SJ25C1
抗体 2: APC Anti-Human CD3
货号: APC-65151, 克隆号: UCHT1



CD3 是常用的 pan-T 细胞标记物
样本: human peripheral blood lymphocytes
抗体 1: FITC-Anti-Human CD3
货号: FITC-65151, 克隆号: UCHT1
抗体 2: APC-Anti-Human CD4
货号: APC-65143, 克隆号: RPA-T4



CD45 是常用的造血细胞标志物
样本: human peripheral blood lymphocytes
抗体: Coralite®647-Anti-Human CD45
货号: CL647-65082, 克隆号: 2D1
同型对照抗体: Coralite®647-Mouse IgG1
货号: CL647-66360, 克隆号: 1F8D3

活动时间：2020年9月10日-12月31日

活动内容：一次性订购两支 100ug/test 规格的流式抗体，
即可获赠一支 25ug/test 规格的同型对照抗体。

活动说明：

1. 小规格流式抗体 25 ug/test 不参与本次活动；
2. 赠送的同型对照抗体可在以下列表中任意选择；



扫码关注公众号

同型对照抗体目录

类型	同型对照抗体名称	货号
Mouse IgG1	APC Mouse IgG1 Isotype Control (MOPC-21)	APC-65124
	FITC Mouse IgG1 Isotype Control (MOPC-21)	FITC-65124
	PE Mouse IgG1 Isotype Control (MOPC-21)	PE-65124
	CoraLite®488-Conjugated Mouse IgG1 Isotype Control (1F8D3)	CL488-66360
	CoraLite®594-Conjugated Mouse IgG1 Isotype Control (1F8D3)	CL594-66360
	CoraLite®647-Conjugated Mouse IgG1 Isotype Control (1F8D3)	CL647-66360
Mouse IgG2a	APC Mouse IgG2a Isotype Control (C1.18.4)	APC-65208
	FITC Mouse IgG2a Isotype Control (C1.18.4)	FITC-65208
	PE Mouse IgG2a Isotype Control (C1.18.4)	PE-65208
	CoraLite®647-Conjugated Mouse IgG2a Isotype Control (11A1B2)	CL647-66360-2
Mouse IgG2b	APC Mouse IgG2b Isotype Control (MPC-11)	APC-65128
	FITC Mouse IgG2b Isotype Control (MPC-11)	FITC-65128
	PE Mouse IgG2b Isotype Control (MPC-11)	PE-65128
	CoraLite®488-conjugated Mouse IgG2b Isotype Control (MPC-11)	CL488-65128
	CoraLite®647-conjugated Mouse IgG2b Isotype Control (MPC-11)	CL647-65128
	CoraLite®488-conjugated Mouse IgG2b Isotype Control (11B8C4)	CL488-66360-3
	CoraLite®549-conjugated Mouse IgG2b Isotype Control (11B8C4)	CL594-66360-3
	CoraLite®647-conjugated Mouse IgG2b Isotype Control (11B8C4)	CL647-66360-3
Rat IgG1	APC Rat IgG1 Isotype Control (HRPN)	APC-65212
	FITC Rat IgG1 Isotype Control (HRPN)	FITC-65212
	PE Rat IgG1 Isotype Control (HRPN)	PE-65212
Rat IgG2a	APC Rat IgG2a Isotype Control (2A3)	APC-65209
	FITC Rat IgG2a Isotype Control (2A3)	FITC-65209
	PE Rat IgG2a Isotype Control (2A3)	PE-65209
	CoraLite®647-Conjugated Rat IgG2a Isotype Control (2A3)	CL647-65209
Rat IgG2b	APC Rat IgG2b Isotype Control (LTF-2)	APC-65211
	FITC Rat IgG2b Isotype Control (LTF-2)	FITC-65211
	PE Rat IgG2b Isotype Control (LTF-2)	PE-65211
Hamster IgG	APC Armenian Hamster IgG Isotype Control (PIP)	APC-65210
	FITC Armenian Hamster IgG Isotype Control (PIP)	FITC-65210
	PE Armenian Hamster IgG Isotype Control (PIP)	PE-65210

本次活动最终解释权归 Proteintech 中国公司所有