

## ELISA 封闭液

产品编号: B200010

包装规格: 100mL, 脱脂奶粉 1 份。

### 产品简介:

Proteintech 生产的 ELISA 封闭液适用于 ELISA 实验中的封闭, 可减小抗体非特异性结合, 降低背景, 增强信噪比。

### 保存条件:

4°C 保存, 1 年有效。

### 使用说明:

1. 使用前向 ELISA 封闭液中加入脱脂奶粉配制成 3% 工作液, 混匀即可。
2. ELISA 操作请参考本公司网站:

<http://www.ptglab.com/Support/TechnicalSupport/Protocols/index.aspx>

### 注意事项:

1. 室温封闭 2 小时或 4°C 封闭过夜。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。