

Western Blot 洗涤液(10x)

产品编号: B400050

包装规格: 100mL

产品简介:

Proteintech 生产发的 Western Blot 洗涤液适用于 Western Blot 实验中一抗或酶标二抗孵育后的洗涤。适当的洗涤可以降低背景，增强信噪比。本产品为 10 倍的浓缩液。

保存条件:

4°C 保存，1 年有效。

使用说明:

1. 使用前取 100mL Western Blot 洗涤液，加入 900mL 蒸馏水，混匀即可。
2. 一抗或酶标二抗孵育结束后，加入适量洗涤液覆盖印迹膜，在摇床上洗涤，少量多次，每次 5 分钟。除去洗涤液后进行后续的操作。
3. 没有用完的洗涤液可室温保存，请于两周内使用。
4. Western Blot 操作请参考本公司网站：

<http://www.ptglab.com/Support/TechnicalSupport/Protocols/index.aspx>

注意事项:

1. Western 洗涤液是无色透明性状，如出现变色或沉淀，应该丢弃。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。