

## Western Blot 抗体稀释液

产品编号: B400060

包装规格: 100mL , 脱脂奶粉 1 份。

产品简介:

Proteintech 生产的 Western Blot 抗体稀释液适用于 Western Blot 实验中一抗或酶标二抗的稀释。

保存条件:

4°C 保存, 1 年有效。

使用说明:

1. 使用前向 Western Blot 抗体稀释液中加入脱脂奶粉配制成 3%工作液, 混匀即可。
2. 根据抗体的质量和样品中目的蛋白的含量, 按照适当比例稀释一抗或酶标二抗(一抗和酶标二抗的稀释比例请参照厂家使用说明)。抗体稀释后即可直接用于 Western Blot。

3. Western Blot 操作请参考本公司网站:

<http://www.ptglab.com/Support/TechnicalSupport/Protocols/index.aspx>

注意事项:

1. Western Blot 抗体稀释液是无色透明性状, 如出现变色或沉淀, 应该丢弃。
2. 本产品属于蛋白制剂, 室温放置过久会导致蛋白的降解和失活。
3. 为了能使抗体可以反复多次使用, 建议尽量于 4°C 条件下进行抗体和蛋白膜的结合反应, 以减缓一抗或酶标二抗的衰减速度。
4. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。