

Immunohistochemistry 抗体稀释液

产品编号: B600012/B600013/B600014

包装规格: 50mL/100mL/500mL

产品简介:

Proteintech 生产的 Immunohistochemistry 抗体稀释液适用于免疫组化实验中一抗的稀释。本产品可保证抗体的活性和稳定性, 减少非特异性结合, 降低非特异性背景染色。

保存条件:

4°C 保存, 有效期一年, 避免反复冻融。

使用说明:

参考所用一抗的说明, 或根据用户的实验数据, 按照适当比例加入此抗体稀释液稀释一抗即可。

注意事项:

1. 本产品不能用于 HRP 标记一抗或者二抗的稀释。
2. 本产品仅限于科学研究, 不得用于临床诊断和治疗。
3. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。