

免疫染色封闭液

产品编号: B600060

包装规格: 10mL

产品简介:

Proteintech 研发的免疫染色封闭剂是用于封闭组织细胞的专用试剂, 能有效降低非特异着色。

保存条件:

4°C 保存, 一年有效。

使用说明:

将固定完成后的细胞样品或者冰冻组织切片用 1×PBS 洗涤 1-2 次, 吸掉洗涤液将免疫染色封闭液完全覆盖样品进行封闭。常温下封闭 1 小时即可, 如需长时间封闭, 可置于 4°C 封闭过夜。封闭时可置于摇床缓慢摇动效果最佳, 静置封闭效果稍次, 但也可满足常规实验要求。封闭完成后即可进行孵育一抗等后续实验操作。

详细操作请参考本公司网站:

<http://www.ptglab.com/Support/TechnicalSupport/Protocols/index.aspx>

注意事项:

为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。