



实验常用试剂 首发特价

活动时间 2022.2.21—5.31

活动内容

1. 多款实验室常用试剂专享特价

2. 购满2000元另赠礼品二选一

- 20ul标记内参抗体
- 百元电影票/咖啡券

活动说明：

1. 特价产品仅限本单页特价产品目录；
2. 满赠产品包含 Proteintech 所有小试剂产品；
3. 赠送的标记内参为 HRP-anti GAPDH（货号：HRP-60004）或 HRP-anti β Actin（货号：HRP-66009），二者选一；
4. 详情请咨询 Proteintech 当地授权代理商。

本活动最终解释权归 Proteintech 中国公司所有



特价产品目录

相关实验及用途		名称	货号	规格	上新特价（元）
样本制备	WB	RIPA 裂解液	PR20001	50 mL	100
		核蛋白与胞浆蛋白抽提试剂盒	PK10014	30 T	420
		膜蛋白抽提试剂盒	PK10015	30 T	400
		线粒体分离试剂盒	PK10016	30 T	440
		磷酸酶抑制剂混合液（100X）	PR20015	1 mL	150
		普通型蛋白酶抑制剂混合液（100X）	PR20032	1 mL	150
		增强型蛋白酶抑制剂混合液（EDTA–Free,100X in DMSO）	PR20016	1 mL	360
	FC	红细胞裂解液（10X，不含甲醛）	PF00014	100 mL	180
		红细胞裂解液（1X，含甲醛）	PF00015	100 mL	180
		流式细胞固定液	PF00016	100 mL	180
流式细胞通透剂		PF00017	100 mL	260	
WB		普通 ECL 化学发光检测试剂盒	PK10001	100 mL	200
		灵敏 ECL 化学发光检测试剂盒	PK10002	100 mL	240
		超敏 ECL 化学发光检测试剂盒	PK10003	100 mL	320
		增强型 DAB 显色试剂盒（WB）	PK10005	200 mL	520
IP	试剂盒	免疫沉淀试剂盒（HRP 标记蛋白 A）	PK10007	20 T	1200
		免疫沉淀试剂盒（HRP– 抗兔 IgG 轻链）	PK10008	20 T	1200
	填料	protein A –Agarose	PR40023	2 mL	380
		protein G–Agarose	PR40024	2 mL	460
		protein A/G–Agarose	PR40025	2 mL	440
IHC		IHCeasy kit	查询	50 T	1600
		即用型 HRP 标记羊抗兔二抗	PR30011	5 mL	560
		即用型 HRP 标记羊抗鼠二抗	PR30012	5 mL	560
		抗兔免疫组化试剂盒	PK10009	1 mL	240
		抗鼠免疫组化试剂盒	PK10010	1 mL	240
		IHC 免疫组化笔	PR30013	1 支	300
		IHC 抗体稀释液	PR30003	50 mL	240
ELISA		抗体保护剂（适用 ELISA）	PR10004	50 mL	120
		双组分 TMB 显色试剂盒	PK10004	101 mL	280
单抗开发		小鼠免疫佐剂	PR40009	2 mL	560
		50% 聚乙二醇（PEG）–1450	PR40010	10 mL	260
		HAT 完全培养基	PR40011	100 mL	300
		HT 完全培养基	PR40012	100 mL	280
		8– 氮杂鸟嘌呤完全培养基	PR40013	200 mL	400
		50 × HAT 储存液	PR40014	60 mL	320
		50 × HT 储存液	PR40015	60 mL	280
		小鼠单克隆抗体亚型鉴定试剂盒	PK20002	192 T	1440
		小鼠单克隆抗体亚型鉴定试剂盒（含 IgA 特异性抗体）	PK20003	192 T	1440
细胞培养		0.25% 胰蛋白酶 –EDTA 消化液（含酚红）	PR40020	100 mL	100
		0.25% 胰蛋白酶 –EDTA 消化液（不含酚红）	PR40021	100 mL	100
		青霉素 – 链霉素溶液（100X）	PR40022	100 mL	100
细胞保存		无血清细胞低温冻存液	PR40018	50 mL	220
		无血清无 DMSO 细胞低温冻存液	PR40019	50 mL	320
其他		长臂生物素标记试剂盒	PK20005	2 次标记	1280
		短臂生物素标记试剂盒	PK20004	2 次标记	1200
		HRP 标记抗体 / 蛋白试剂盒	PK20001	200 ug	720
		PBS 磷酸缓冲液（10X）（无菌）	PR20014	500 mL	100
		超低内毒素 PBS	PR40008	10 mL	70

登录 Proteintech 中文官网 ptgc.cn，查看更多实验常用试剂信息