



高品质预染 蛋白 Marker



货号: PL00001

分子量范围: 10~180kDa


蛋白质常规分子量预染标记



货号: PL00002

分子量范围: 3~245kDa

蛋白质宽范围分子量预染标记




货号: PL00003

分子量范围: 10~310kDa

蛋白质超宽分子量预染标记

产品特点

- 适用广泛: 参考条带多, 分子量范围广;
- 三色预染: 条带颜色鲜亮清晰;
- 检测精准: 多种电泳条件下, 校正分子量变化;
- 操作简便: 直接上样, 无需任何预处理;
- 品质保证: 批次间质量稳定。



关于我们

Proteintech Group, Inc. 于2002 年在美国芝加哥成立，作为专业的抗体生产商，Proteintech 一直致力于抗体、蛋白、ELISA 试剂盒以及相关产品的研发、生产和销售，并力争成为生物技术领域最优秀的产品供应商和生命科学工作者最信赖的朋友，为生命科学研究提供更多可能性。

只做最值得您信赖的产品



抗体 · Antibodies

- 👍 全蛋白优质抗原
- 👍 RNA 干扰技术验证
- 👍 检测数据皆可追溯与重复
- 👍 覆盖人类基因组 2/3 靶标



ELISA 试剂盒 · ELISA kits

- 👍 多重技术鉴定精选抗体对
- 👍 NIBSC 标准品校正
- 👍 检测天然样本
- 👍 稳定性好 & 重复性强



蛋白 · Humankine® Active Proteins

- 👍 HumaXpress® 人源细胞表达系统专利
- 👍 天然生物活性
- 👍 无标签 & 无载体 & 无动物成分
- 👍 GMP 级别

您的成功才是我们的成功

超过 **65,000** 次的 SCI 文献引用

超过 **600** 次被 Cell、Nature、Science 文献引用

65 次产品引用文献荣登顶尖期刊封面



2019年获得CiteAb
“免疫学-明日之星奖”



2016年获得CiteAb
“最佳抗体验证开拓奖”



2014年获得ISO9001及
ISO13485认证



实验技术 · 优惠活动

4006900926

027-87531629

Proteintech-CN@ptglab.com