

HumanKine® 活性蛋白

- ✓ 人源细胞表达
- ✓ 无血清培养
- ✓ 无动物成份和异源成份
- ✓ 无载体 & 无标签
- ✓ GMP 级别

表达体系	最佳				次佳
	人源细胞	仓鼠卵巢细胞	昆虫细胞	酵母	大肠杆菌
蛋白折叠	++++	+++	++	++	+
磷酸化修饰	++++	+++	++	+	?
蛋白酶剪切	++++	+++	+	+	?
糖基化修饰	高度一致	非人源性修饰	少量	过度糖基化修饰	—

与天然功能蛋白结构一致

与天然蛋白糖基化程度一致

稳定性更强

生物活性更高




Figure 1 - SDS-PAGE gel with Coomassie blue staining of purified activin A from CHO cell and HumanKine systems, demonstrating the formation of mature Activin A dimers.




Figure 2 - HPLC comparison of glycosylation of human cell-expressed (HumanKine) and CHO EPD, demonstrating significant differences in glycan composition. Fetuin was used as a positive control.




Figure 3 - Comparison of stability of HumanKine (FGF basic-TS, red) and E. coli-derived (FGF basic, blue) FGF incubated in cell culture at 37°C without cells.




Figure 4 - Comparison of activity of insect, human, and E. coli cell-expressed cytokines (A, IL1B, B, IL6, C, IL23, D, TGFβ1), determined by Th17 differentiation of human CD4+ cells.

活动内容:

即日起订购指定包装规格的 HumanKine® 活性蛋白, 享 75 折优惠。

* 非指定包装规格不参与本次活动


HumanKine® 活性蛋白 - 活动产品列表

分类	名称	货号	规格	分类	名称	货号	规格	分类	名称	货号	规格	
生长因子 (Growth Factor)	beta NGF	HZ-1222	10ug	白介素 (Interleukin)	IL-1 beta	HZ-1164	10ug	转化生长因子-β (Transforming Growth Factor-β)	Activin A	HZ-1138	10ug	
	EPO	HZ-1168	10ug		IL-2	HZ-1015	10ug		BMP-2	HZ-1128	10ug	
	FGF-4	HZ-1218	10ug		IL-3	HZ-1074	10ug		BMP-4	HZ-1045	10ug	
	FGF-7 (KGF)	HZ-1100	10ug		IL-4	HZ-1004	10ug		BMP-7	HZ-1229	10ug	
	FGF-8b	HZ-1103	10ug		IL-6	HZ-1019	10ug		LEFTY-1	HZ-1109	10ug	
	FGFBasic-TS	HZ-1285	10ug		IL-7	HZ-1281	10ug		TGF beta 1	HZ-1011	5ug	
	HGF	HZ-1084	10ug		IL-9	HZ-1240	10ug		TGF beta 2	HZ-1092	5ug	
	HGH	HZ-1007	10ug		IL-10	HZ-1145	10ug		TGF beta 3	HZ-1090	5ug	
	OSM	HZ-1030	10ug		IL-12	HZ-1256	10ug		肿瘤坏死因子 (Tumor Necrosis Factor)	TNF alpha	HZ-1014	10ug
	PDGFaa	HZ-1215	10ug		IL-17A	HZ-1113	10ug			其他 (Others)	Cystatin C	HZ-1211
	PDGFbb	HZ-1308	10ug	IL-17F	HZ-1116	10ug	FLT3 Ligand	HZ-1151			10ug	
	Pleiotrophin-PTN	HZ-1278	10ug	IL-23	HZ-1254	10ug	GDNF	HZ-1311			10ug	
	proIGF-II	HZ-1161	10ug	IL-27	HZ-1275	10ug	HSA	HZ-3001			10ug	
	SCF	HZ-1024	10ug	IL-28A	HZ-1235	10ug	LIF	HZ-1292			10ug	
	TPO	HZ-1248	10ug	IL-28B	HZ-1245	10ug	Noggin	HZ-1118	10ug			
	集落刺激因子 (Colony-Stimulating Factor)	VEGF121	HZ-1204	10ug	IL-29	HZ-1156	10ug	Sonic Hedgehog (SHH)	HZ-1306	5ug		
		VEGF165	HZ-1038	10ug	IFN alpha 2A	HZ-1066	10ug	Wnt3A	HZ-1296	5ug		
		G-CSF	HZ-1207	10ug	IFN alpha 2B	HZ-1072	10ug					
M-CSF		HZ-1002	10ug	IFN beta	HZ-1298	10ug						


抗体 Antibodies

- 👍 覆盖人类基因组 2/3 靶标
- 👍 全蛋白优质抗原


- 👍 RNA 干扰技术验证
- 👍 检测数据皆可追溯与重复




IF | Rat brain tissue
绿色: GFAP 抗体 (货号: 60190-1-Ig)
红色: MAP2 抗体 (货号: 17490-1-AP)



IF | HepG2 cells
绿色: Paxillin 抗体 (货号: 10029-1-Ig)
红色: alpha-tubulin 抗体 (货号: 66031-1-Ig)



IF | Human pancreas tissue
绿色: Glucagon 抗体 (货号: 67286-1-Ig)
红色: Insulin 抗体 (货号: 15848-1-AP)



IF | HeLa cells
绿色: CNL3 抗体 (货号: 67169-1-Ig)
红色: CLS55-phalloidin 鬼笔环肽染色 F-actin

活动内容:

1. 一次性订购两支 50 μl 或一支 100 μl 的一抗, 赠送一支蛋白 Marker;
2. 订购一支 150 μl 一抗, 赠送一支内参抗体 (三选一)。

赠送产品列表

赠送类别	名称	规格	货号
蛋白 Marker	蛋白质常规分子量标记 (10-180kDa)	50 μl	PL00001
内参抗体	GAPDH 鼠单抗	20 μl	60004-1-Ig
	Beta Actin 鼠单抗	20 μl	66009-1-Ig

* 内参标签、荧光直标、流式抗体不参与本次活动。

Reading the book of life


超过 65000 次的 SCI 文献引用
超过 600 次被 Cell、Nature、Science 文献引用
65 次荣登顶尖期刊封面文章

proteintech
Antibodies | ELISA kits | Proteins

Proteintech
开学季

迟到的开学季
不缺席的开学“礼”
2020

活动时间: 2020年5月15日 - 2020年8月31日



ELISA
试剂盒



Antibodies
抗体



HumanKine®
活性蛋白




www.ptglab.com


双抗夹心法 ELISA 试剂盒

- Selected** 多重技术鉴定精选抗体对
- Strict** 严格的抗体 / 试剂盒质检标准 *
- Standard** NIBSC 标准品校正
- Stable** 稳定性好, 重复性强
- Samples** 可检测多种样本中天然蛋白含量

- * 1. 采用 4PL 参数拟合标准曲线; 2. 控制板间板内差异 < 10%;
- 3. 回收率范围 80-120%; 4. 检测线性范围 80-120%。



挑选合适的 ELISA kit



活动内容:

即日起购买 Proteintech 96T 双抗夹心法 ELISA 试剂盒, 每盒优惠 100 元 / 赠送同等价值的礼品卡。

Proteintech ELISA 试剂盒 | 近期引用文献精选

1. Nat Nanotechnol. 2019 Jul;14(7):719-727.
2. Nat Commun. 2019 Jun 10;10(1):2538.
3. Nat Commun. 2019 Apr 1;10(1):1463.
4. Theranostics. 2020 Jan 1;10(3):1060-1073.
5. Redox Biol. 2020 Jan;28:101343.
6. ACS Appl Mater Interfaces. 2019 Apr 17;11(15):13964-13972.
7. Int J Cancer. 2019 Jun 15;144(12):3111-3126.
8. Oncogene. 2019 Feb;38(9):1520-1533.
9. Br J Pharmacol. 2019 Dec;176(23):4558-4573.
10. EBioMedicine. 2019 Jan;39:301-314.

活动说明

本活动与 Proteintech 其它优惠活动不能同时享受; 活动详情请咨询 Proteintech 当地授权代理商, 本活动最终解释权归 Proteintech 公司所有。

ELISA 试剂盒 - 产品目录

Authentikine™ 系列 ELISA 试剂盒

Cytokines (细胞因子)

货号	英文名称	中文名称
KE00150	Authentikine™ Human Cystatin C ELISA Kit	人胱抑素 C ELISA 试剂盒
KE00188	Authentikine™ Human HGF ELISA Kit	人肝细胞生长因子 ELISA 试剂盒
KE00146	Authentikine™ Human IFN-γ ELISA Kit	人干扰素 γ ELISA 试剂盒
KE00170	Authentikine™ Human IL10 ELISA Kit	人白介素 10 ELISA 试剂盒
KE00139	Authentikine™ Human IL6 ELISA Kit	人白介素 6 ELISA 试剂盒
KE00154	Authentikine™ Human TNF-α ELISA Kit	人肿瘤坏死因子 α ELISA 试剂盒

Human

Cytokines (细胞因子)

货号	英文名称	中文名称
KE00080	Human Adiponectin ELISA Kit	人脂联素 ELISA 试剂盒
KE00076	Human Albumin ELISA Kit	人血清白蛋白 ELISA 试剂盒
KE00112	Human Angiogenin ELISA Kit	人血管生成素 ELISA 试剂盒
KE00127	Human BMP7 ELISA Kit	人骨形成蛋白 7 ELISA 试剂盒
KE00149	Human CCL20/MIP-3α ELISA Kit	人巨噬细胞趋化蛋白 3α ELISA 试剂盒
KE00092	Human CCL3 ELISA Kit	人趋化因子 CCL3 ELISA 试剂盒
KE00152	Human CCL4 ELISA Kit	人 C-C 趋化因子 4 ELISA 试剂盒
KE00093	Human CCL5 ELISA Kit	人趋化因子 CCL5 ELISA 试剂盒
KE00057	Human CHGA ELISA Kit	人嗜铬蛋白 A ELISA 试剂盒
KE00110	Human Clusterin ELISA Kit	人凝集素 ELISA 试剂盒
KE00004	Human CRP ELISA Kit	人 C 反应蛋白 ELISA 试剂盒
KE00145	Human CX3CL1 ELISA Kit	人 C-X3-C 基元配体 1 ELISA 试剂盒
KE00133	Human CXCL1 ELISA Kit	人 CXCL1 趋化因子配体 1 ELISA 试剂盒
KE00128	Human CXCL10/IP-10 ELISA Kit	人 CXCL10 趋化因子配体 10 ELISA 试剂盒
KE00052	Human CXCL16 ELISA Kit	人 CXCL16 趋化因子配体 16 ELISA 试剂盒
KE00165	Human CXCL9/MIP1 ELISA Kit	人趋化因子 CXCL9 配体 9 ELISA 试剂盒
KE00138	Human EGF ELISA Kit	人表皮生长因子 ELISA 试剂盒
KE00034	Human F12 ELISA Kit	人胰岛素样生长因子 II (IGF-II) ELISA 试剂盒
KE00129	Human FGF2 ELISA Kit	人成纤维细胞生长因子 2 ELISA 试剂盒
KE00106	Human G-CSF ELISA Kit	人粒细胞集落刺激因子 ELISA 试剂盒
KE00120	Human/Mouse/Rat GDF-8 ELISA Kit	生长分化因子 8 ELISA 试剂盒
KE00108	Human GDF-15 ELISA Kit	人生长分化因子 15 ELISA 试剂盒
KE00003	Human GM-CSF ELISA Kit	人集落刺激因子 2 ELISA 试剂盒
KE00001	Human GMFB ELISA Kit	人 β-神经胶质细胞成熟因子 ELISA 试剂盒
KE00087	Human GMFG ELISA Kit	人神经胶质成熟因子 Gamma ELISA 试剂盒
KE00167	Human Growth hormone ELISA Kit	人生长激素 ELISA 试剂盒
KE00044	Human IFNα1 ELISA Kit	人干扰素 α ELISA 试剂盒
KE00063	Human IFN-γ ELISA Kit	人干扰素 γ ELISA 试剂盒
KE00123	Human IL-1α ELISA Kit	人白介素 1α ELISA 试剂盒
KE00021	Human IL-1β ELISA Kit	人白介素 1β ELISA 试剂盒
KE00017	Human IL2 ELISA Kit	人白介素 2 ELISA 试剂盒
KE00016	Human IL4 ELISA Kit	人白介素 4 ELISA 试剂盒

Cancer (肿瘤)

货号	英文名称	中文名称
KE00130	Human A1BG ELISA Kit	人 α1-B-糖蛋白 ELISA 试剂盒
KE00058	Human ADAM12 ELISA Kit	人解整合素金属蛋白酶 12 ELISA 试剂盒
KE00132	Human AFP ELISA Kit	人甲胎蛋白 ELISA 试剂盒
KE00122	Human APCS ELISA Kit	人血清淀粉样 P 物质 ELISA 试剂盒
KE00047	Human APOL1 ELISA Kit	人载脂蛋白 L1 ELISA 试剂盒
KE00073	Human CNY2 ELISA Kit	人冠脉 2 同源物 ELISA 试剂盒
KE00142	Human EGFR ELISA Kit	人表皮生长因子受体 ELISA 试剂盒
KE00023	Human FKBPL ELISA Kit	人 FK506 结合蛋白样蛋白 ELISA 试剂盒
KE00039	Human FNI ELISA Kit	人纤维连接蛋白 1 ELISA 试剂盒
KE00115	Human FOLR1 ELISA Kit	人叶酸受体 1 ELISA 试剂盒
KE00126	Human Galectin-3 ELISA Kit	人半乳糖凝集素 3 ELISA 试剂盒
KE00111	Human GOLM1 ELISA Kit	人高尔基体蛋白 1 ELISA 试剂盒
KE00121	Human Garazyme B ELISA Kit	人凝乳酶 B ELISA 试剂盒
KE00070	Human GRP ELISA Kit	人葡萄糖皮质激素 ELISA 试剂盒
KE00033	Human HDAC1 ELISA Kit	人组蛋白脱乙酰基酶 1 ELISA 试剂盒
KE00053	Human HER2 ELISA Kit	人表皮生长因子受体 2 ELISA 试剂盒
KE00059	Human HSP70 ELISA Kit	人热休克蛋白 70 ELISA 试剂盒
KE00054	Human HSP90 ELISA Kit	人热休克蛋白 90 ELISA 试剂盒
KE00060	Human IDH1 ELISA Kit	人异柠檬酸脱氢酶 1 ELISA 试剂盒

Membrane protein (膜蛋白)

货号	英文名称	中文名称
KE00030	Human ABCD1 ELISA Kit	人 ATP 结合转运蛋白 D1 ELISA 试剂盒
KE00119	Human LRRRC32 ELISA Kit	人富含亮氨酸重复序列蛋白 32 ELISA 试剂盒
KE00117	Human P-cadherin ELISA Kit	人 P-钙粘蛋白 ELISA 试剂盒

Neuroscience (神经生物学)

货号	英文名称	中文名称
KE00174	Authentikine™ Human beta-NGF ELISA Kit	人 β 神经生长因子 ELISA 试剂盒

精选 HumanKine® 天然活性蛋白免疫的抗体对, 更能针对 ELISA 实验检测的天然样本类型。

货号	英文名称	中文名称
KE00007	Human IL6 ELISA Kit	人白介素 6 ELISA 试剂盒
KE00006	Human IL8 ELISA Kit	人白介素 8 ELISA 试剂盒
KE00012	Human IL10 ELISA Kit	人白介素 10 ELISA 试剂盒
KE00018	Human IL12 p40 ELISA Kit	人白介素 12 p40 ELISA 试剂盒
KE00019	Human IL12 p70 ELISA Kit	人白介素 12 p70 ELISA 试剂盒
KE00020	Human IL13 ELISA Kit	人白介素 13 ELISA 试剂盒
KE00102	Human IL15 ELISA Kit	人白介素 15 ELISA 试剂盒
KE00015	Human IL17A ELISA Kit	人白介素 17A ELISA 试剂盒
KE00025	Human IL18 ELISA Kit	人白介素 18 ELISA 试剂盒
KE00022	Human IL21 ELISA Kit	人白介素 21 ELISA 试剂盒
KE00008	Human IL22 ELISA Kit	人白介素 22 ELISA 试剂盒
KE00088	Human IL23 ELISA Kit	人白介素 23 ELISA 试剂盒
KE00089	Human IL27 ELISA Kit	人白介素 27 ELISA 试剂盒
KE00011	Human IL28A ELISA Kit	人白介素 28A ELISA 试剂盒
KE00014	Human IL28B ELISA Kit	人白介素 28B ELISA 试剂盒
KE00086	Human IL31 ELISA Kit	人白介素 31 ELISA 试剂盒
KE00151	Human IL34 ELISA Kit	人白介素 34 ELISA 试剂盒
KE00045	Human INS ELISA Kit	人胰岛素 ELISA 试剂盒
KE00095	Human Leptin ELISA Kit	人瘦素 ELISA 试剂盒
KE00091	Human MCP-1 ELISA Kit	人单核细胞趋化蛋白 1 ELISA 试剂盒
KE00144	Human NGAL ELISA Kit	人中性粒细胞趋化蛋白 2 ELISA 试剂盒
KE00068	Human ORM1 ELISA Kit	人视黄醇结合蛋白 1 ELISA 试剂盒
KE00137	Human ORM1 ELISA Kit	人视黄醇结合蛋白 1 ELISA 试剂盒
KE00161	Human PDGF-BB ELISA Kit	人血小板衍生生长因子 BB ELISA 试剂盒
KE00098	Human PLA2G1B ELISA Kit	人磷脂酶 A2-XIB ELISA 试剂盒
KE00056	Human RBP4 ELISA Kit	人视黄醇结合蛋白 4 ELISA 试剂盒
KE00055	Human ST2 ELISA Kit	人视黄醇结合蛋白 1 ELISA 试剂盒
KE00046	Human TF ELISA Kit	人铁蛋白 ELISA 试剂盒
KE00002	Human TGF-beta1 ELISA Kit	人转化生长因子 β 1 ELISA 试剂盒
KE00068	Human TNF-alpha ELISA Kit	人肿瘤坏死因子 α ELISA 试剂盒
KE00099	Human Uteroglobin ELISA Kit	人子宫球蛋白 ELISA 试剂盒
KE00085	Human VEGF ELISA Kit	人血管内皮生长因子 ELISA 试剂盒

CD Molecular (CD 分子)

货号	英文名称	中文名称
KE00104	Human CD14 ELISA Kit	人 CD14 分子 ELISA 试剂盒
KE00131	Human CD22 ELISA Kit	人 CD22 分子 ELISA 试剂盒
KE00107	Human CD23 ELISA Kit	人 CD23 分子 ELISA 试剂盒
KE00065	Human CD146/MCAM ELISA Kit	人巢癌相关膜蛋白 ELISA 试剂盒
KE00135	Human CD147 ELISA Kit	人 CD147 分子 ELISA 试剂盒
KE00143	Human CD276 ELISA Kit	人 CD276 分子 ELISA 试剂盒
KE00169	Human E-selectin/CD62E ELISA Kit	人 E-选择素 ELISA 试剂盒
KE00176	Human gp130 ELISA Kit	人膜蛋白 130 ELISA 试剂盒
KE00061	Human ICAM-1 ELISA Kit	人细胞粘附分子 1 ELISA 试剂盒
KE00116	Human IL1R1 ELISA Kit	人白介素 1 受体 1 ELISA 试剂盒

Neuroscience (神经生物学)

货号	英文名称	中文名称
KE00156	Human APOE ELISA Kit	人载脂蛋白 E ELISA 试剂盒
KE00096	Human/Rat BDNF ELISA Kit	人 / 大鼠脑源性神经生长因子 ELISA 试剂盒
KE00050	Human ENO2 ELISA Kit	人神经元特异性烯醇化酶 ELISA 试剂盒
KE00097	Human Futalin-A ELISA Kit	人神经蛋白 A ELISA 试剂盒

Others (其它)

货号	英文名称	中文名称
KE00157	Human APOA1 ELISA Kit	人载脂蛋白 A1 ELISA 试剂盒
KE00158	Human APOB ELISA Kit	人载脂蛋白 B ELISA 试剂盒
KE00147	Human APOA1 ELISA Kit	人载脂蛋白 A1 ELISA 试剂盒
KE00105	Human COMP ELISA Kit	人软骨蛋白聚糖蛋白 ELISA 试剂盒
KE00069	Human CYBR3 ELISA Kit	人细胞色素 b5 还原酶 3 ELISA 试剂盒
KE00079	Human CYCS ELISA Kit	人细胞色素 C ELISA 试剂盒
KE00141	Human ECM1 ELISA Kit	人细胞外基质蛋白 1 ELISA 试剂盒

Mouse

Cytokines (细胞因子)

货号	英文名称	中文名称
KE10044	Mouse Adiponectin ELISA Kit	小鼠脂联素 ELISA 试剂盒
KE10008	Mouse BAFF ELISA Kit	小鼠肿瘤坏死因子受体超家族成员 13b ELISA 试剂盒
KE10043	Mouse CCL11/Eotaxin ELISA Kit	小鼠人嗜酸性粒细胞趋化蛋白 ELISA 试剂盒
KE10023	Mouse CCL3 ELISA Kit	小鼠趋化因子 CCL3 ELISA 试剂盒
KE10030	Mouse CCL4 ELISA Kit	小鼠 C-C 趋化因子 4 ELISA 试剂盒
KE10017	Mouse CCL5 ELISA Kit	小鼠趋化因子 CCL5 ELISA 试剂盒
KE10019	Mouse CXCL1 ELISA Kit	小鼠 CXCL1 趋化因子配体 1 ELISA 试剂盒
KE10049	Mouse CXCL12 ELISA Kit	小鼠 CXCL12 趋化因子配体 1-1/趋化因子 CXCL12 ELISA 试剂盒
KE10022	Mouse CXCL2 ELISA Kit	小鼠 CXCL2 趋化因子配体 2 ELISA 试剂盒
KE10042	Mouse FGF-21 ELISA Kit	小鼠成纤维细胞生长因子 21 ELISA 试剂盒
KE10025	Mouse G-CSF ELISA Kit	小鼠粒细胞集落刺激因子 ELISA 试剂盒
KE10015	Mouse GM-CSF ELISA Kit	小鼠集落刺激因子 2 ELISA 试剂盒
KE10001	Mouse IFN-gamma ELISA Kit	小鼠干扰素 γ ELISA 试剂盒
KE10032	Mouse/Rat IGF1 ELISA Kit	小鼠 / 大鼠胰岛素样生长因子 1 ELISA 试剂盒
KE10024	Mouse IL-1α ELISA Kit	小鼠白介素 1-α ELISA 试剂盒
KE10003	Mouse IL-1β ELISA Kit	小鼠白介素 1-β ELISA 试剂盒
KE10004	Mouse IL2 ELISA Kit	小鼠白介素 2 ELISA 试剂盒
KE10010	Mouse IL4 ELISA Kit	小鼠白介素 4 ELISA 试剂盒
KE10018	Mouse IL5 ELISA Kit	小鼠白介素 5 ELISA 试剂盒

Cancer (肿瘤)

货号	英文名称	中文名称
KE10040	Mouse Total MMP9 ELISA Kit	小鼠基质金属蛋白酶 9 ELISA 试剂盒
KE10037	Mouse Total MMP9 ELISA Kit	小鼠基质金属蛋白酶 9 ELISA 试剂盒
KE10046	Mouse/Rat Osteopontin (OPN) ELISA Kit	小鼠 / 大鼠骨桥蛋白 ELISA 试剂盒
KE10039	Mouse TIMP1 ELISA Kit	小鼠基质金属蛋白酶组织抑制剂 1 ELISA 试剂盒

Others (其他)

货号	英文名称	中文名称
KE10033	Mouse DKK1 ELISA Kit	小鼠 Dickkopf 相关蛋白 1 ELISA 试剂盒
KE10031	Mouse Erythropoietin ELISA Kit	小鼠促红细胞生成素 ELISA 试剂盒

Rat

Cytokines (细胞因子)

货号	英文名称	中文名称
KE20007	Rat IFN-γ ELISA Kit	大鼠干扰素 γ ELISA 试剂盒
KE20005	Rat IL-1β ELISA Kit	大鼠白介素 1β ELISA 试剂盒
KE20002	Rat IL2 ELISA Kit	大鼠白介素 2 ELISA 试剂盒
KE20003	Rat IL10 ELISA Kit	大鼠白介素 10 ELISA 试剂盒

Cancer (肿瘤)

货号	英文名称	中文名称
KE20004	Rat TIMP1 ELISA Kit	大鼠基质金属蛋白酶组织抑制剂 1 ELISA 试剂盒
KE20006	Rat Total MMP9 ELISA Kit	大鼠基质金属蛋白酶 9 ELISA 试剂盒

货号	英文名称	中文名称
KE00140	Human IL2RA ELISA Kit	人白介素 2 受体 α ELISA 试剂盒
KE00118	Human IL6 ELISA Kit	人白介素 6 受体 ELISA 试剂盒
KE00114	Human N-cadherin ELISA Kit	人 N-钙粘蛋白 ELISA 试剂盒
KE00075	Human PD-1 ELISA Kit	人程序性细胞死亡蛋白 1 ELISA 试剂盒
KE00074	Human PD-L1 ELISA Kit	人程序性细胞死亡配体 1 ELISA 试剂盒
KE00064	Human P-selectin ELISA Kit	人 P-选择素 ELISA 试剂盒
KE00051	Human TNFR1 ELISA Kit	人肿瘤坏死因子受体 1 ELISA 试剂盒
KE00125	Human TNFRSF9 ELISA Kit	人肿瘤坏死因子受体超家族成员 9 ELISA 试剂盒
KE00163	Human VCAM-1/CD106 ELISA Kit	人血管细胞粘附分子 1 ELISA 试剂盒

货号	英文名称	中文名称
KE00027	Human/Mouse SMN ELISA Kit	人 / 小鼠运动神经元存活蛋白 ELISA 试剂盒
KE00005	Human TDP-43 ELISA Kit	人 TARDNA 结合蛋白 43kDa ELISA 试剂盒 (for Serum and Plasma)
KE00009	Human TDP-43 ELISA Kit	人 TARDNA 结合蛋白 43kDa ELISA 试剂盒 (for CSF)

货号	英文名称	中文名称
KE00153	Human Erythropoietin ELISA Kit	人促红细胞生成素 ELISA 试剂盒
KE00148	Human Haatoglobin ELISA Kit	人结合珠蛋白 ELISA 试剂盒
KE00134	Human LBP ELISA Kit	人脂多糖结合蛋白 ELISA 试剂盒
KE00035	Human MHC class I ELISA Kit	人主要组织相容性复合体 I 类分子 ELISA 试剂盒
KE00171	Human Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit	人髓过氧化物酶 ELISA 试剂盒
KE00172	Human Prolectin ELISA Kit	人催乳素 ELISA 试剂盒
KE00159	Human Resistin ELISA Kit	人抵抗素 ELISA 试剂盒