

IHC一站式实验解决方案

您专注探索，繁琐交给我们

抗原修复液


多种选择，对反应体系无影响

柠檬酸钠抗原修复液 (50x)
货号: PR30001




PR30001对大鼠脑组织切片进行热诱导抗原表位修复。使用TDP-43重组兔单抗进行IHC分析。

Tris-EDTA 抗原修复液 (50X)
货号: PR30002



PR30002对小鼠胰腺组织进行热诱导抗原表位修复。使用Synaptophysin 兔多克隆抗体进行IHC分析。

蛋白酶K 抗原修复液
货号: PR30014




PR30014在37°C孵育5分钟对人扁桃体组织来进行蛋白酶诱导的表位修复。使用VWF兔多克隆抗体对进行IHC分析。

多聚酶联二抗


重组二抗，稳定供应，信号放大效果显著

Polymer HRP标记重组羊抗兔二抗
货号: RGAR011




大鼠结肠组织的IHC分析，使用即用型 Polymer HRP标记重组羊抗兔二抗进行检测。

Polymer HRP标记重组羊抗小鼠二抗
货号: RGAM011



人结肠组织的IHC分析，使用即用型 Polymer HRP标记重组羊抗小鼠二抗进行检测。

Polymer HRP标记重组羊抗兔/小鼠通用型二抗
货号: RGAU011




大鼠骨骼肌组织的IHC分析，使用即用型 Polymer HRP标记重组羊抗兔/小鼠通用型二抗进行检测。

显色及复染


适用不同实验需求

DAB染色液 (IHC)
货号: PR30018




Ki67重组抗体 (84192-4-RR, 1:4000) 在人扁桃体炎组织中IHC检测结果，显色底物为PR30018。

伊红染色液
货号: R30019



使用伊红染色液对小鼠小肠组织进行染色分析。

H&E染色试剂盒
货号: PK10031




使用H&E染色试剂盒对大鼠小肠组织进行染色分析。

免疫组化即用型试剂盒

IHCeasy kit 覆盖2000+靶点

第一次实验就能获得发表级数据

该试剂盒提供IHC实验所需的抗体和试剂，直接应用于组织样本即可获得高质量数据。



IHCeasy Beta Catenin Ready-To-Use IHC Kit (KHC0008)
检测人结肠癌组织

IHCeasy kit 组分

- ✓ 一抗工作液
- ✓ 抗原修复液
- ✓ 洗涤液
- ✓ 信号增强剂
- ✓ 封闭液
- ✓ 复染液
- ✓ 二抗工作液
- ✓ 封片剂
- ✓ 显色液
- ✓ 阳性对照切片 (选配)
- ✓ 用户手册及说明书

IHC | 免疫组化辅助试剂

抗体孵育		
免疫组化笔	IHC 免疫组化笔	PR30013
一抗	免疫组化抗体稀释液 (适用于一抗 / 二抗)	PR30016
	一抗	查询
免疫组化检测试剂盒 (二抗试剂盒)	抗兔免疫组化检测试剂盒	PK10009
	抗小鼠免疫组化检测试剂盒	PK10010
	抗小鼠 / 兔通用型免疫组化检测试剂盒	PK10006
即用型二抗	即用型 Polymer HRP 标记重组羊抗兔二抗	RGAR011
	即用型 Polymer HRP 标记重组羊抗小鼠二抗	RGAM011
	即用型 Polymer HRP 标记重组羊抗兔 / 小鼠通用型二抗	RGAU011
	免疫组化超敏两步法二抗	RGAU015

抗原修复		
抗原修复液	柠檬酸钠抗原修复液 (50X)	PR30001
	Tris-EDTA 抗原修复液 (50X)	PR30002
	蛋白酶 K 抗原修复液	PR30014

显色及复染		
显色	DAB 染色液 (IHC)	PR30018
	Mayer's 苏木素染色液	PR30004
复染	伊红染色液	PR30019
	H&E 染色试剂盒	PK10031

即用型试剂盒		
含一抗组分齐全	IHC easy kit	按靶点查询
不含一抗组分齐全	抗兔自主全应用免疫组化试剂盒	PK10017
	抗小鼠自主全应用免疫组化试剂盒	PK10018
	抗小鼠/兔通用型自主全应用免疫组化试剂盒	PK10019

PTG · 深耕24年 专注抗体 · 免疫

超过34万次SCI文献引用

1300余次荣登顶尖期刊封面文章

Proteintech 于2001年在美国芝加哥创立,是一家深度服务于生命科学研究及医学诊断领域的生物公司。其全球四大研发生产中心可提供抗体、重组蛋白、ELISA 试剂盒、实验试剂及高品质CRO 技术服务;目前已获得 10000+企业及科研院所的认可,高效助力全球生命科学及医学诊断领域取得突破性成果。

30000+抗体

7000+抗体对

1000+ELISA试剂盒

14000+重组蛋白

200+实验试剂

Proteintech旗下品牌

独家代理

