

多聚HRP重组二抗 IHC最佳搭档

Multi-rAb多聚HRP重组二抗是精确设计的重组单克隆抗体的混合物，可识别同一IgG上的多个互补表位，同时具备多克隆抗体的高灵敏度及单克隆抗体的高特异性优势，同时采用多聚HRP酶信号放大技术，有效增强免疫组化染色信号。

1 超强信号

2 背景干净

3 批间稳定

4 超高性价比

产品类型

- ✓ 山羊抗兔
- ✓ 山羊抗小鼠
- ✓ 通用型

应用领域

- ✓ 科研型
- ✓ 病理备案型


包装类型

- ✓ 即用型
- ✓ 浓缩液型


适用广泛

- ✓ 手动染色
- ✓ 自动染色仪


超强信号



人结肠组织的IHC分析
(Villin抗体, 66096-1-Ig)




小鼠脑组织的IHC分析
(TDP-43抗体, 80001-1-RR)




大鼠小肠组织的IHC分析
(Beta Catenin抗体, 66379-1-Ig)

▲使用Proteintech多聚HRP重组二抗的信号强度均优于竞品。

极小的物种交叉反应性



▲直接法ELISA分析HRP标记重组羊抗小鼠二抗和不同物种IgG的交叉反应性，结果表明它与兔以外其他物种的交叉反应性极小。



▲直接法ELISA分析HRP标记重组羊抗小鼠二抗和不同物种IgG的交叉反应性，结果表明它与小鼠和大鼠（与小鼠同源性高）以外其他物种的交叉反应性极小。



多聚HRP重组二抗相关产品目录

产品类型	中文名称	货号	规格
多聚 HRP 重组二抗	即用型 Polymer HRP 标记重组羊抗兔二抗	RGAR011	5mL/5mLx5/ 5mLx10/5mLx20
	即用型 Polymer HRP 标记重组羊抗小鼠二抗	RGAM011	
	即用型 Polymer HRP 标记重组羊抗兔/小鼠通用型二抗	RGAU011	
二抗试剂盒	抗兔免疫组化检测试剂盒	PK10009	1mL/6mL/18mL/ 55mL/110mL
	抗小鼠免疫组化检测试剂盒	PK10010	
	抗小鼠/兔通用型免疫组化检测试剂盒	PK10006	

*二抗试剂盒组分: 多聚HRP重组二抗, DAB原液 (20X), DAB 稀释液, 一抗稀释液以及淬灭剂。

Proteintech—抗体应用专家

Proteintech以【抗体组计划】为愿景, 完成覆盖生命科学领域的抗体。目前可提供3万+种高品质抗体, 所有抗体产品均经过内源性实验验证特异性, 有效确保实验的高效及数据的准确。



抗体类型齐全



应用验证全面



靶点覆盖全



提供CRO技术服务

Proteintech旗下品牌



抗体 · ELISA试剂盒 · 蛋白质



人源细胞表达高活性蛋白



纳米抗体创新试剂



单细胞和空间多组学分析检测



表观遗传学专家(独家代理)