

一步到位 90分钟解锁高效ELISA

Speedy™ 一步法ELISA试剂盒

省时间: 90分钟出结果, 加速科研产出!

省步骤: 一次孵育, 一轮洗涤, 减少出错

省样本: 仅需25 μ L样本原液

重组平台: 高灵敏度, 批间差小, 供应稳定, 上新快



好抗体 → 好抗体对 → 好试剂盒

8项试剂盒质控指标

4项质控标准成就卓越品质

标曲范围 线性范围 回收率 精密度
4-PL参数拟合 80-120% 80-120% < 10%

4项应用验证提高实验重复性

灵敏度 检测范围 天然样本验证 特异性



全面验证, 实验数据高重复性

以Speedy™ Human/Cynomolgus Monkey TNF-alpha One-Step ELISA Kit (货号: SE50002) 为例

检测范围	灵敏度	精密度 (板内/批间CV)	加标 回收率	稀释 线性	天然样本 验证	特异性 验证	国际标准品校正 (NIBSC/WHO)*	标准 曲线
3.9-250 pg/mL	1.1 pg/mL	远小于10%	80-120%	80-120%	√	√	√	√

该数据均可在产品说明书中查阅

*部分试剂盒采用NIBSC校准品进行校准。

查产品, 找Able



2000+ELISA kit

SCI引用文献4500+次

更多试剂盒快速上新中 (月均上新100+)

部分一步法ELISA试剂盒目录(高速上新中..)

Human 系列

细胞因子	
靶点	货号
Angiogenin	SE50061
CCL7/MCP-3	SE50226
CCL22/MDC	SE50033
CCL27	SE50220
Coagulation Factor III/ Tissue Factor	SE50048
CSF1R/CD115	SE50102
CXCL1	SE50027
CXCL5	SE50075
CXCL8/IL-8	SE50044
FGF19	SE50025
GDF9	SE50142
Granzyme B	SE50092
Growth Hormone	SE50216
IFN-gamma	SE50034
IL-1 alpha	SE50028
IL-3	SE50042
IL-4	SE50018
IL-6	SE50001
IL-10	SE50211
IL-12/IL-23 p40	SE50032
IL-22	SE50038
LIF	SE50013
MCP-1/CCL2	SE50041
NGAL	SE50023
TGF beta 1	SE50233
TNF beta	SE50234
TNF-alpha	SE50002
TSLP	SE50182

癌症相关	
靶点	货号
A1BG	SE50223
AFP	SE50003
APCS/Serum amyloid P component	SE50031
APOH	SE50193
ARNT/HIF-1 beta	SE50210
CD63	SE50105
CEA/CEACAM5	SE50050
CEACAM6	SE50120
ECM1	SE50051
ErbB3/HER3	SE50076
FAP	SE50114
FGFR2	SE50115
FLT4/VEGFR3	SE50188
GPC1	SE50161
GPNMB	SE50165
HER2/ErbB2	SE50015
IDO1	SE50047
KLK14	SE50215
KLK6	SE50194
LGALS3BP	SE50225
MMP-1	SE50198
MMP-3	SE50014
MMP-8	SE50143
MMP-9	SE50011
RELB	SE50180
SALL4	SE50101
TACSTD2/TROP2	SE50200
Tie2	SE50235
TIMP1	SE50010

CD 分子	
靶点	货号
B7-H3/CD276	SE50017
BCAM	SE50119
BCMA/TNFRSF17	SE50071
BTLA/CD272	SE50067
CD4	SE50064
CD5	SE50158
CD6	SE50089
CD14	SE50054
CD22	SE50056
CD23	SE50087
CD28	SE50121
CD30/TNFRSF8	SE50157
CD33	SE50162
CD38	SE50083
CD39/ENTPD1	SE50030
CD40	SE50046
CD45	SE50103
CD48	SE50104
CD58	SE50228
CD69	SE50109
CD80/B7-1	SE50185
CD83	SE50204
CD86	SE50098
CD93	SE50079
CD99	SE50117
CD100	SE50126
CD117/c-Kit	SE50128

CD 分子	
靶点	货号
CD122/IL-2RB	SE50175
CD126/IL-6R alpha	SE50020
CD134/OX40	SE50068
CD141/ Thrombomodulin	SE50059
CD164	SE50209
CD300A	SE50074
CEACAM8/CD66b	SE50129
CLEC4M/DC-SIGNR	SE50107
CTLA-4/CD152	SE50106
DR5	SE50132
EMR2	SE50123
Endoglin/CD105	SE50040
EPCAM/CD326	SE50113
E-selectin/CD62E	SE50060
Fas/CD95	SE50065
IGF1R	SE50176
IL-1R1	SE50052
IL-4RA/CD124	SE50147
IL-5RA/CD125	SE50187
LAG-3/CD223	SE50192
NCAM1/CD56	SE50088
NCR1	SE50184
Neuropilin 1/CD304	SE50229
PD-L1/CD274	SE50035
PD-L2/B7-DC	SE50170
VCAM-1/CD106	SE50066

膜蛋白相关	
靶点	货号
B7-H6	SE50118
BST2	SE50090
Cadherin-17	SE50141
CD107a/LAMP1	SE50127
CD25/IL-2RA	SE50037
CD62L	SE50094
CSF2RA/CD116	SE50026
DDR1	SE50111
G-CSFR	SE50148
GHR	SE50224
gp130/IL6ST	SE50039
ICAM-1/CD54	SE50029

膜蛋白相关	
靶点	货号
IL-1R2	SE50057
IL-2RG	SE50097
IL3RA/CD123	SE50137
IL-13Ra1	SE50208
IL-18R1	SE50239
JAM2	SE50222
KIM-1/HAVCR1	SE50019
LAIR1	SE50160
MOG	SE50238
Nectin-4	SE50058
uPAR/CD87	SE50053

神经生物学	
靶点	货号
APOE	SE50082
DOPA decarboxylase/ DDC	SE50191
INSR	SE50155
KLK3/PSA	SE50125
L1CAM	SE50173
Neurogranin	SE50163
Neurophysin 1	SE50154

神经生物学	
靶点	货号
NRG1, isoform Alpha	SE50167
PARK7/DJ-1	SE50168
PON1	SE50091
PTPRS	SE50183
Synaptophysin	SE50190
S100B	SE50043
Synaptotagmin-1	SE50189
TREM2	SE50174

Mouse 系列

细胞因子	
靶点	货号
Adiponectin	SE60003
BAFF	SE60006
CD25/IL2RA	SE60069
Coagulation Factor III/ Tissue Factor	SE60033
CX3CL1	SE60022
CXCL1	SE60038
CXCL2	SE60075
GM-CSF	SE60005
gp130/IL6ST	SE60068
IFNGR1/CD119	SE60047
IL-2	SE60001
IL-6	SE60059
IL-19	SE60079
LIX/CXCL5	SE60078
MCP-1/CCL2	SE60027
HGF	SE60014
IGF-1	SE70006

癌症相关	
靶点	货号
AFP	SE60008
Beta-2-Microglobulin	SE60070
IGFBP3	SE60012
IGFBP2	SE60032
Lipocalin-2/NGAL	SE60004
Mesothelin	SE60062
MMP-9	SE60002
TNC/Tenascin-C	SE60067
VEGF	SE60009

膜蛋白相关	
靶点	货号
CSF1R/CD115	SE60071
DPP4/CD26	SE60064
E-Cadherin	SE60052
ICAM-1/CD54	SE60010
ICOSLG/B7-H2	SE60050
IL-4 R alpha/CD124	SE60045
IL-13RA2	SE60011
IL-17RB	SE60066
MOG	SE50238
PD-L1/CD274	SE60028
TNF RII/TNFRSF1B	SE60039

CD 分子	
靶点	货号
ALCAM	SE60040
CD14	SE60034
CD27	SE60056
CD30/TNFRSF8	SE60060
CD31	SE60054
CD34	SE60058
CD40	SE60035
CD44	SE60084
CD45	SE60055
CD80/B7-1	SE60057
CD84	SE60041
CD141/ Thrombomodulin	SE60037
CD147	SE60049
CD163	SE60046
CTLA-4	SE60030
Endoglin/CD105	SE60024
EPCAM/CD326	SE60043
E-selectin/CD62E	SE60021
Fas/CD95	SE60042
PD-1/CD279	SE60029
VCAM-1/CD106	SE60020

Rat 系列

细胞因子	
靶点	货号
CTGF	SE70009
CXCL1	SE70004
CXCL7/Pbpb	SE70014
HGF	SE60014
IL-2	SE70001
IL-6	SE70002
IL-9	SE70011
IGF-1	SE70006

癌症相关	
靶点	货号
AGER/RAGE	SE70003
IGFBP2	SE60032
Lipocalin-2/NGAL	SE70008
MMP-8	SE70010

CD 分子	
靶点	货号
ALCAM	SE60040
CD126/IL-6R alpha	SE70012
ICAM-1/CD54	SE70007

膜蛋白相关	
靶点	货号
MOG	SE50238

神经生物学	
靶点	货号
S100B	SE50043
Synaptotagmin-1	SE50189
TrkB	SE60081

旗下品牌



抗体 · ELISA试剂盒 · 蛋白质



人源细胞表达高活性蛋白



纳米抗体相关产品



表观遗传学专家