



proteintech™

11.11 / 抢先购

# 免疫学实验一站式解决方案

## 11.11

# PTG-Lab试剂C位出道

2022.11.1-11.30 全年最低价!



Proteintech 21年抗体研发验证经验推荐!



抗体 · ELISA试剂盒 · 蛋白质



人源细胞表达高活性蛋白



纳米抗体相关产品




单细胞和空间多组学分析检测



表观遗传学专家(独家代理)

## Western Blot 实验 (WB)



## WB 实验相关其他试剂

产品名称	货号
常用裂解液	
RIPA 裂解液	PR20001
SDS 裂解液	PR20002
酶抑制剂	
磷酸酶抑制剂混合液 (100X)	PR20015
增强型蛋白酶抑制剂混合液 (EDTA-Free, 100X in DMSO)	PR20016
普通型蛋白酶抑制剂混合液 (100X)	PR20032

产品名称	货号
其他	
SDS-PAGE 蛋白上样缓冲液 (4X)	PR20003
增强型 DAB 显色试剂盒 (WB)	PK10005
SDS-PAGE 电泳液 (1X)	PR20004
SDS-PAGE 电泳液 (10X)	PR20005
考马斯亮蓝染色液	PR20006
考马斯亮蓝脱色液	PR20007

产品名称	货号
其他	
Western Blot 半干法转膜液	PR20008
Western Blot 半干法转膜液 (10X)	PR20009
Western Blot 湿法转膜液	PR20010
Western Blot 封闭液	PR20011
Western Blot 快速封闭液	PR20034
Western Blot 洗涤液 (10X)	PR20012
Western Blot 抗体稀释液	PR20013


## 免疫沉淀 (IP) 及染色质免疫沉淀 (ChIP) 实验

产品名称	货号
试剂盒	
免疫沉淀试剂盒 (HRP 标记蛋白 A)	PK10007
免疫沉淀试剂盒 (HRP- 抗兔 IgG 轻链)	PK10008

产品名称	货号
填料	
protein A -Agarose	PR40023
protein G -Agarose	PR40024
protein A/G -Agarose	PR40025

产品名称	货号
染色质制备	
ChIP-IT <sup>®</sup> Express Shearing Kit	53032
ChIP-IT <sup>®</sup> Express Enzymatic Shearing Kit	53035

## IHC 实验



## FlexAble 抗体标记试剂盒


兼容  
适配性强大10 min  
完成标记

Proteintech — FlexLinker 抗体标记技术专利

品牌	抗体浓度	抗体保护剂	缓冲液体系
Proteintech	不限	不限	不限
其他品牌标记产品	受限	部分受限	部分受限

◆ Proteintech 的 FlexAble 系列不受抗体浓度及稳定剂 (甘油、BSA 等)、含胺缓冲液 (Tris 等)、防腐剂 (叠氮化钠等) 等成分干扰。

偶联的荧光染料	最大激发波长 / 最大发射波长	标记 Rabbit IgG 抗体试剂盒货号	标记 Mouse IgG1 抗体试剂盒货号
CoraLite® 488	500 nm / 520 nm	KFA001	KFA021
CoraLite Plus 550	554 nm / 570 nm	KFA002	KFA022
CoraLite Plus 650	654 nm / 674 nm	KFA003	KFA023
CoraLite Plus 750	755 nm / 780 nm	KFA004	KFA024



大鼠脑组织免疫荧光分析

洋红色: CoraLite Plus 650 标记 NeuN 抗体  
 橙色: CoraLite Plus 550 标记 TUBB3 抗体  
 绿色: CoraLite®488-GFAP 抗体

## IF 实验

产品名称	货号	产品名称	货号
水性封片剂	PR30005	免疫染色通透剂	PR30007
免疫染色固定液	PR30006	免疫染色封闭液	PR30008

## FC 实验


产品名称	货号	产品名称	货号	产品名称	货号
红细胞裂解液		流式试剂		小鼠 FC 受体封闭抗体	
红细胞裂解液 (10X, 不含甲醛)	PF00014	流式细胞固定液	PF00016	Anti-Mouse CD16 / CD32 (2.4G2)	65080-1-Ig
红细胞裂解液 (1X, 含甲醛)	PF00015	流式细胞通透剂	PF00017	Anti-Mouse CD16/32 (93)	65057-1-Ig
		流式细胞染色剂 (1x)	PF00018		

# 细胞检测

# 细胞冻存

# 细胞培养


## 细胞检测



### 细胞检测相关其他试剂

产品名称	货号	产品名称	货号
PEI 转染试剂	PR40001	超低内毒素 PBS	PR40008
0.4% 台盼蓝溶液	PR40016	PBS 磷酸盐缓冲液 (10X) (无菌)	PR20014

## 细胞冻存



### 注意事项:

1. 保存周期长 (数年或十年以上的) 的细胞冻存可优先选用含血清及 DMSO 的冻存液。
2. 部分工程细胞 / 干细胞 / 淋巴细胞, 可能会受血清的影响发生性状改变, 冻存之前可查阅相关信息选择合适的冻存液。
3. 无血清冻存液带来微生物污染的机率更小, 珍贵细胞或敏感细胞可以优先考虑。
4. 部分淋巴细胞在 DMSO 的作用下会分化, 冻存之前可查阅相关信息选择合适的冻存液。
5. 针对某些特殊细胞, 建议先做少量冻存测试, 再进行大量冻存。

## 细胞培养

产品名称	货号
0.25% 胰蛋白酶 -EDTA 消化液 (含酚红)	PR40020
0.25% 胰蛋白酶 -EDTA 消化液 (不含酚红)	PR40021
青霉素 - 链霉素溶液 (100X)	PR40022






- ◆ 严格的质量管控体系
- ◆ 先进的检测仪器
- ◆ 动物配方测试
- ◆ 资深的技术团队

### 抑制剂及激动剂

7000+现货产品  
覆盖30+信号通路  
500+靶点




### 热销小分子化合物

主要靶标	小分子化合物产品名	CAS 号	货号
<b>凋亡 (Apoptosis)</b>			
Apoptosis Inducer	Bleomycin Sulfate	9041-93-4	CM02292
Caspase	Z-VAD(OMe)-FMK	187389-52-2	CM00937
	Z-DEVD-FMK	210344-95-9	CM01198
<b>细胞周期 (Cell Cycle)</b>			
HSP	Geldanamycin	30562-34-6	CM00278
	17-AAG	75747-14-7	CM01166
Microtubule/Tubulin	Paclitaxel	33069-62-4	CM01308
PPAR	GW9662	22978-25-2	CM00289
	Troglitazone	97322-87-7	CM00560
	Rosiglitazone	122320-73-4	CM00657
ROCK	Y-27632 2HCl	129830-38-2	CM00900
<b>细胞骨架 (Cytoskeleton)</b>			
Integrin	Arg-Gly-Asp	99896-85-2	CM00079
<b>DNA 损伤 (DNA Damage)</b>			
ATM/ATR	Chloroquine Diphosphate	50-63-5	CM00864
DNA Alkylator/Crosslinker	Carboplatin	41575-94-4	CM00139
	Cisplatin	15663-27-1	CM00171
	Oxaliplatin	61825-94-3	CM00422
Topoisomerase	Doxorubicin HCl	25316-40-9	CM00984
	Camptothecin	7689/3/4	CM01054
	SN-38	86639-52-3	CM01270
<b>MAPK/ERK 信号通路 (MAPK/ERK Pathway)</b>			
JNK	SP-600125	129-56-6	CM00580
<b>PI3K/AKT/mTOR (信号通路 PI3K/Akt/mTOR)</b>			
GSK-3	CHIR-99021	252917-06-9	CM00839
mTOR	Rapamycin	53123-88-9	CM01006
PI3K	LY294002	154447-36-6	CM00342
	Wortmannin	19545-26-7	CM00574
	3-Methyladenine	5142-23-4	CM01277
<b>Protein Tyrosine Kinase/RTK 信号通路 (Protein Tyrosine Kinase/RTK)</b>			
c-Kit	Imatinib Mesylate	220127-57-1	CM01125
EGFR	Gefitinib	184475-35-2	CM00277
	Erlotinib HCl	183319-69-9	CM01096
Src	PP2	172889-27-9	CM00457

主要靶标	小分子化合物产品名	CAS 号	货号
<b>干细胞 /Wnt 信号通路 (Stem Cells/Wnt)</b>			
PKA	H 89 2HCl	130964-39-5	CM01248
<b>TGF-beta/Smad 信号通路 (TGF-beta/Smad)</b>			
Bcr-Abl	Dasatinib	302962-49-8	CM01042
PKC	Phorbol 12-Myristate 13-Acetate	16561-29-8	CM00437
TGF-beta Receptor	SB-431542	301836-41-9	CM00491
<b>离子通道 (Membrane Transporter/Ion Channel)</b>			
ATPase	FCCP	370-86-5	CM00253
VDAC	Erastin	571203-78-6	CM01165
<b>代谢酶 (Metabolic Enzyme)</b>			
Hexokinase	2-Deoxy-D-Glucose	154-17-6	CM00910
Mitochondrial Electron Transport Chain	Rotenone	83-79-4	CM00484
<b>泛素 (Ubiquitin)</b>			
DUB	PR-619	2645-32-1	CM00893
Proteasome	Bortezomib	179324-69-7	CM00034
	MG-132	133407-82-6	CM00367
<b>G 蛋白偶联受体 (GPCR/G Protein)</b>			
Angiotensin Receptor	Angiotensin II	4474-91-3	CM00075
cAMP	Forskolin	66575-29-9	CM00273
<b>表观遗传 (Epigenetics)</b>			
DNA Methyltransferase	Decitabine	2353-33-5	CM00700
	5-Azacytidine	320-67-2	CM01266
Epigenetic Reader Domain	(+)-JQ-1	1268524-70-4	CM00812
HDAC	Trichostatin A	58880-19-6	CM00558
HIF	DMOG	89464-63-1	CM00221
PARP	XAV-939	284028-89-3	CM00854
Sirtuin	EX-527	49843-98-3	CM00041
<b>炎症 (Immunology/Inflammation)</b>			
Calcineurin	Tacrolimus	104987-11-3	CM00913
	Cyclosporine A	59865-13-3	CM01313

单抗开发



ELISA 实验

产品名称	货号	产品名称	货号	产品名称	货号
双组分 TMB 显色试剂盒	PK10004	抗体保护剂 (适用 ELISA)	PR10004	长臂生物素标记试剂盒	PK20005
ELISA 封闭液	PR10001	HRP-protect 酶标抗体稳定剂	PR10005	短臂生物素标记试剂盒	PK20004
ELISA 洗涤液 (5X)	PR10002	小鼠单克隆抗体亚型鉴定试剂盒	PK20002	HRP 标记抗体 / 蛋白试剂盒	PK20001
ELISA 抗体稀释液	PR10003	小鼠单克隆抗体亚型鉴定试剂盒 (含 IgA 特异性抗体)	PK20003		

蛋白纯化

产品名称	货号	产品名称	货号	产品名称	货号
GST 标签洗脱液	PR40002	GST 标签洗脱液 (无 Triton 和甘油)	PR40007	His 标签洗脱液 (无 SKL)	PR40004
GST 标签洗脱液 (无 Triton)	PR40006	His 标签洗脱液	PR40003	His 标签洗脱液 (无 SKL 和甘油)	PR40005

PTG-Lab 11.11 抢先购

活动说明:

1. 活动期间 PTG-Lab 试剂系列全线产品不限规格立享 **75 折**, IHCeasy kit **1600 元 /50T**;
2. 该活动不与其他活动叠加, 活动详情请咨询 Proteintech 当地授权代理商。



关注我们  
了解更多产品动态