


# 化学发光原料



# Proteintech 提供化学发光整体解决方案

化学发光免疫分析是 IVD 领域中主流的免疫诊断技术之一，它结合了免疫反应的高特异性与化学发光反应的高灵敏度，实现对生物样本中微量待测物质的定量检测，广泛应用于临床检验、疾病筛查、药物监测等场景。

Proteintech 提供覆盖主流技术路线的完整解决方案，包括经严格验证的单抗、配对抗体对、高纯度标准品蛋白等免疫活性成分，以及高品质标记物、示踪物、稳定剂、信号放大介质等核心辅料，助力化学发光诊断产品的开发。

## 核心产品

核心产品	产品类别	关键产品	主要特点与应用
抗体	单克隆抗体	重组兔单抗/小鼠单抗	批间差小，适用于化学发光(CLIA)、荧光免疫层析(FIA)、ELISA、流式细胞术等平台。
	配对抗体	抗体对(捕获/检测)	双抗夹心法ELISA优化，显著缩短IVD试剂盒开发周期，提升成功率。
	抗体标记	HRP、生物素、链霉亲和素、ALP	适用于化学发光、酶免类诊断试剂盒的开发。
蛋白	重组蛋白	HEK293/CHO/E.coli表达	高生物活性、低内毒素；适用于标准品/校准品制备、免疫原、竞争法检测、质控品核心原料。
定制服务	抗体/ 抗体对定制	重组抗体/抗体对	单个B细胞抗体技术开发平台，交付周期短，高品质、高产量、高稳定性。

## 关于 Proteintech

Proteintech 于 2001 年创立，是一家深度服务于生命科学研究及医学诊断领域的生物公司，其全球四大研发生产中心可提供抗体、ELISA 试剂盒、重组蛋白、实验试剂及高品质 CRO 技术服务；Proteintech 已通过 ISO13485 及 ISO9001 质量体系认证，其建设的 GMP 级别实验室拥有完备的 GMP 管理系统，可满足客户的多种产品需求，高效助力全球生命科学及医学诊断领域取得突破性成果。

抗体 | ELISA 试剂盒 | 重组蛋白 | 辅助试剂 | CRO 服务

## 质量管理体系认证

GMP 级别细胞因子及抗体：  
严格执行 GMP 标准及  
GMP 质量管理体系



## 旗下品牌

**proteintech™**  
抗体 · ELISA试剂盒 · 蛋白质

**humankine®**  
人源细胞表达高活性蛋白

**chromotek®**  
纳米抗体相关产品

**proteintech®  
genomics**  
单细胞和空间多组学分析检测

**ACTIVE MOTIF®**  
Enabling Epigenetics Research  
表观遗传学专家

## 独家代理

CBA: Cytometric Bead Array; sELISA: Sandwich ELISA

肿瘤标志物

英文名称	类型	货号	备注		
<b>甲胎蛋白</b>					
AFP	抗原	Eg0539	19 - 609 aa	6*HIS	HEK293 表达
			类型	抗体亚型	
	单抗	67852-1-Ig	小鼠单抗	IgG1	
		82982-5-RR	重组兔单抗	IgG	
			Cab/Dab 类型	验证应用	天然样本检测
	抗体对	MP00001-4	重组兔单抗 / 重组兔单抗	sELISA	√
MP50072-1		小鼠单抗 / 小鼠单抗	sELISA	√	
<b>β2- 微球蛋白</b>					
β2-Microglobulin	抗原	Eg31815	21 - 119 aa	Myc, His	HEK293 表达
			类型	抗体亚型	
	单抗	66207-1-Ig	小鼠单抗	IgG2b	
		83683-8-RR	重组兔单抗	IgG	
			Cab/Dab 类型	验证应用	天然样本检测
	抗体对	MP00673-3/4	重组兔单抗 / 重组兔单抗	sELISA	√
<b>糖类抗原 15-3</b>					
CA15-3	抗原	Ag17660	1055 - 1255 aa	6*HIS	E.coli 表达
		Eg1039	24 - 380 aa	hFc	HEK293 表达
			类型	抗体亚型	
	单抗	83311-4-RR	重组兔单抗	IgG	
		60749-1-Ig	小鼠单抗	IgG1	
			Cab/Dab 类型	验证应用	天然样本检测
抗体对	MP00335-1	重组兔单抗 / 重组兔单抗	CBA, sELISA	√	
	MP51087-2	小鼠单抗 / 小鼠单抗	CBA, sELISA	√	

英文名称	类型	货号	备注			
<b>癌胚抗原</b>						
CEA	抗原	Eg0449	35 - 685 aa	6*HIS	HEK293 表达	
			类型	抗体亚型		
	单抗	68377-1-Ig	小鼠单抗	IgG1		
		83653-5-RR	重组兔单抗	IgG		
			Cab/Dab 类型	验证应用	天然样本检测	
	抗体对	MP00626-3	重组兔单抗 / 重组兔单抗	CBA, sELISA	√	
MP50057-1		小鼠单抗 / 小鼠单抗	sELISA	√		
<b>人表皮生长因子受体 2</b>						
HER2	单抗	60311-1-Ig	小鼠单抗	IgG2b		
		84046-1-RR	重组兔单抗	IgG		
			Cab/Dab 类型	验证应用	天然样本检测	
	抗体对	MP01080-1	重组兔单抗 / 重组兔单抗	CBA, sELISA	√	
	<b>总前列腺特异性抗原</b>					
	tPSA	抗原	Ag1060	1 - 261 aa	GST	E.coli 表达
		类型	抗体亚型			
单抗		84059-5-RR	重组兔单抗	IgG		
		60338-1-Ig	小鼠单抗	IgG1		
		Cab/Dab 类型	验证应用	天然样本检测		
抗体对		MP00975-3	重组兔单抗 / 重组兔单抗	sELISA	√	

心血管

英文名称	类型	货号	备注		
<b>心肌肌钙蛋白 I</b>					
cTnI	抗原	Ag16365	1 - 110 aa	GST	E.coli 表达
			类型	抗体亚型	
	单抗	86791-1-RR	重组兔单抗	IgG	
		66376-1-Ig	小鼠单抗	IgG1	
			Cab/Dab 类型	验证应用	天然样本检测
	抗体对	MP51198-1	小鼠单抗 / 小鼠单抗	CBA, sELISA	√
<b>促红细胞生成素</b>					
EPO	抗原	Ag28444	29 - 193 aa	6*HIS	E.coli 表达
		HZ-1168	Full length	No Tag	改良的 HEK293 (专利) 表达
			类型	抗体亚型	
	单抗	83854-2-RR	重组兔单抗	IgG	
		66682-1-Ig	小鼠单抗	IgG1	
			Cab/Dab 类型	验证应用	天然样本检测
抗体对	MP00751-4	重组兔单抗 / 重组兔单抗	sELISA	√	
<b>人生长分化因子 15</b>					
GDF-15	抗原	Ag26790	30 - 308 aa	6*HIS	E.coli 表达
			类型	抗体亚型	
	单抗	85100-1-RR	重组兔单抗	IgG	
		68768-1-Ig	小鼠单抗	IgG1	
			Cab/Dab 类型	验证应用	天然样本检测
	抗体对	MP50133-1/2/3/6/7/9	小鼠单抗 / 小鼠单抗	sELISA	√
<b>心脏型脂肪酸结合蛋白</b>					
H-FABP	抗原	Ag1069	1 - 133 aa	GST	E.coli 表达
			类型	抗体亚型	
	单抗	86511-3-RR	重组兔单抗	IgG	
		60280-1-Ig	小鼠单抗	IgG2a	

英文名称	类型	货号	备注		
<b>心脏型脂肪酸结合蛋白</b>					
H-FABP			Cab/Dab 类型	验证应用	天然样本检测
	抗体对	MP02478-1	重组兔单抗 / 重组兔单抗	CBA	√
		MP02478-2	重组兔单抗 / 重组兔单抗	sELISA	√
<b>脂蛋白相关磷脂酶 A2</b>					
Lp-PLA2	抗原	Ag7227	92 - 438 aa	6*HIS	E.coli 表达
		Eg3756	22 - 441 aa	rFc	HEK293 表达
			Cab/Dab 类型	验证应用	天然样本检测
	抗体对	MP02319-1	重组兔单抗 / 重组兔单抗	CBA	√
<b>髓过氧化物酶</b>					
MPO	抗原	Eg0511	49 - 745 aa	6*HIS	HEK293 表达
			类型	抗体亚型	
	单抗	81610-1-RR	重组兔单抗	IgG	
		66177-1-Ig	小鼠单抗	IgA	
			Cab/Dab 类型	验证应用	天然样本检测
	抗体对	MP00321-2	重组兔单抗 / 重组兔单抗	sELISA	√
<b>生长刺激表达基因 2 蛋白</b>					
ST2	抗原	Ag16656	4 - 328 aa	6*HIS	E.coli 表达
		Eg0116	19 - 328 aa	Myc & 6*HIS	HEK293 表达
			类型	抗体亚型	
	单抗	60112-1-Ig	小鼠单抗	IgG1	
			Cab/Dab 类型	验证应用	天然样本检测
	抗体对	MP50068-1	小鼠单抗 / 小鼠单抗	sELISA	√

CBA: Cytometric Bead Array; sELISA: Sandwich ELISA

骨代谢

英文名称	类型	货号	备注		
<b>降钙素</b>					
Calcitonin	抗原	Ag26141	26 - 116 aa	6*HIS	E. coli 表达
		Eg1060	26 - 141 aa	6*HIS	HEK293 表达
			类型	抗体亚型	
	单抗	68774-1-Ig	小鼠单抗	IgG1	
		83774-1-RR	重组兔单抗	IgG	
			Cab/Dab 类型	验证应用	天然样本检测
	抗体对	MP50293-1/2	小鼠单抗 / 小鼠单抗	CBA	√

英文名称	类型	货号	备注		
<b>甲状旁腺激素</b>					
PTH	抗原	Eg3191	32 - 115 aa	rFc	HEK293 表达
				类型	抗体亚型
	单抗	84960-4-RR	重组兔单抗	IgG	
			Cab/Dab 类型	验证应用	天然样本检测
	抗体对	MP01717-3	重组兔单抗 / 重组兔单抗	sELISA	√

性激素

英文名称	类型	货号	备注		
<b>促卵泡生成素</b>					
FSH	抗原	Ag17589	537 - 668 aa	GST	E.coli 表达
				类型	抗体亚型
	单抗	85590-2-RR	重组兔单抗	IgG	
			Cab/Dab 类型	验证应用	天然样本检测
	抗体对	MP02788-1	重组兔单抗 / 重组兔单抗	CBA	√
<b>绒毛膜促性腺激素 β</b>					
hCG Beta	抗原	Eg3378	21 - 165 aa	rFc	HEK293 表达
				类型	抗体亚型
	单抗	60334-1-Ig	小鼠单抗	IgG2a	

英文名称	类型	货号	备注		
<b>绒毛膜促性腺激素 β</b>					
hCG Beta			Cab/Dab 类型	验证应用	天然样本检测
	抗体对	MP02128-3	重组兔单抗 / 重组兔单抗	sELISA	√
<b>胎盘生长因子</b>					
PGF/PIGF	抗原	Ag25987	19 - 131 aa	6*HIS	E.coli 表达
		Eg0653	21 - 149 aa	6*HIS	HEK293 表达
			Cab/Dab 类型	验证应用	天然样本检测
	抗体对	MP50063-1/2	小鼠单抗 / 小鼠单抗	sELISA	√

甲状腺功能

英文名称	类型	货号	备注		
<b>降钙素</b>					
Calcitonin	抗原	Ag21507	1 - 141 aa	6*HIS	E.coli 表达
		Eg1060	26 - 141 aa	6*HIS	HEK293 表达
			类型	抗体亚型	
	单抗	68774-1-Ig	小鼠单抗	IgG1	
		83774-1-RR	重组兔单抗	IgG	
			Cab/Dab 类型	验证应用	天然样本检测
	抗体对	MP50293-1/2	小鼠单抗 / 小鼠单抗	CBA	√

英文名称	类型	货号	备注		
<b>甲状旁腺激素</b>					
PTH	抗原	Eg3191	32 - 115 aa	rFc	HEK293 表达
				类型	抗体亚型
	单抗	84960-4-RR	重组兔单抗	IgG	
			Cab/Dab 类型	验证应用	天然样本检测
	抗体对	MP01717-3	重组兔单抗 / 重组兔单抗	sELISA	√

炎症标志物

英文名称	类型	货号	备注		
<b>C 反应蛋白</b>					
CRP	抗原	Eg2448	19 - 224 aa	rFc	HEK293 表达
				类型	抗体亚型
	单抗	66250-1-Ig	小鼠单抗	IgG2a	
			Cab/Dab 类型	验证应用	天然样本检测
	抗体对	MP02771-1	重组兔单抗 / 重组兔单抗	CBA	√
		MP02771-2	重组兔单抗 / 重组兔单抗	sELISA	√
<b>白细胞介素 6</b>					
IL-6	抗原	Eg0117	30 - 212 aa	Myc&6*HIS	HEK293 表达
		HZ-1019 (RUO&GMP)	Full Length	No Tag	改良的 HEK293 (专利) 表达
			类型	抗体亚型	
	单抗	66146-1-Ig	小鼠单抗	IgG2b	
		83747-5-RR	重组兔单抗	IgG	

英文名称	类型	货号	备注		
<b>白细胞介素 6</b>					
IL-6			Cab/Dab 类型	验证应用	天然样本检测
	抗体对	MP00687-4	重组兔单抗 / 重组兔单抗	sELISA	√
		MP50032-1	小鼠单抗 / 小鼠单抗	CBA, sELISA	√
<b>血清淀粉样蛋白 A</b>					
SAA	抗原	Ag10160	23 - 122 aa	GST	E.coli 表达
				Cab/Dab 类型	验证应用
	抗体对	MP02910-1	重组兔单抗 / 重组兔单抗	CBA	√
		MP02910-2	重组兔单抗 / 重组兔单抗	sELISA	√
<b>钙结合蛋白 A9</b>					
S100A9	抗原	Ag25764	25 - 114 aa	GST	E.coli 表达
				类型	抗体亚型
	单抗	83578-2-RR	重组兔单抗	IgG	
		68900-1-Ig	小鼠单抗	IgG1	
			Cab/Dab 类型	验证应用	天然样本检测
抗体对	MP00569-4	重组兔单抗 / 重组兔单抗	sELISA	√	

CBA: Cytometric Bead Array; sELISA: Sandwich ELISA

细胞因子

英文名称	类型	货号	备注			
<b>γ-干扰素</b>						
IFN-γ	抗原	Eg0004	24 - 161 aa	Myc & 6*HIS	HEK293 表达	
		HZ-1301 (RUO&GMP)	Full length	No Tag	改良的 HEK293 (专利) 表达	
		类型		抗体亚型		
	单抗	69007-1-Ig	小鼠单抗	IgG1		
		98187-1-RR	重组兔单抗	IgG		
	Cab/Dab 类型		验证应用	天然样本检测		
	抗体对	MP01131-1	重组兔单抗 / 重组兔单抗	CBA, sELISA	√	
<b>白细胞介素 1β</b>						
IL-1β	抗原	Ag10295	1 - 269 aa	GST	E.coli 表达	
		Eg0286	117 - 269 aa	6*HIS	HEK293 表达	
		HZ-1164	Full length	No Tag	改良的 HEK293 (专利) 表达	
	类型		抗体亚型			
	单抗	82696-17-RR	重组兔单抗	IgG		
		65276-1-Ig	小鼠单抗	IgG1		
	Cab/Dab 类型		验证应用	天然样本检测		
抗体对	MP00331-2	重组兔单抗 / 重组兔单抗	CBA, sELISA	√		
<b>白细胞介素 2</b>						
IL-2	抗原	Ag10199	1 - 153 aa	6*HIS	E.coli 表达	
		Eg0828	21 - 153 aa	6*HIS	HEK293 表达	
		HZ-1015 (RUO&GMP)	Full length	No Tag	改良的 HEK293 (专利) 表达	
	类型		抗体亚型			
	单抗	83558-5-RR	重组兔单抗	IgG		
	Cab/Dab 类型		验证应用	天然样本检测		
	抗体对	MP00545-4	重组兔单抗 / 重组兔单抗	CBA	√	
MP00545-5		重组兔单抗 / 重组兔单抗	sELISA	√		
<b>白细胞介素 4</b>						
IL-4	抗原	Ag9940	24 - 153 aa	6*HIS	E.coli 表达	
		HZ-1004 (RUO&GMP)	Full length	No Tag	改良的 HEK293 (专利) 表达	
		类型		抗体亚型		
	单抗	66142-1-Ig	小鼠单抗	IgG2a		
		83894-1-RR	重组兔单抗	IgG		
	Cab/Dab 类型		验证应用	天然样本检测		
	抗体对	MP00829-3	重组兔单抗 / 重组兔单抗	sELISA	√	
MP50010-1		小鼠单抗 / 小鼠单抗	sELISA	√		

英文名称	类型	货号	备注			
<b>白细胞介素 5</b>						
IL-5	抗原	Ag24664	20 - 101 aa	6*HIS	E.coli 表达	
		HZ-1324	Full length	No Tag	改良的 HEK293 (专利) 表达	
	类型		抗体亚型			
	单抗	98178-1-RR	重组兔单抗	IgG		
	Cab/Dab 类型		验证应用	天然样本检测		
	抗体对	MP00921-2	重组兔单抗 / 重组兔单抗	sELISA	√	
<b>白细胞介素 8</b>						
IL-8	抗原	Eg0152	28 - 99 aa	Myc, HIS	E.coli 表达	
		HZ-1318	Full length	No Tag	改良的 HEK293 (专利) 表达	
	类型		抗体亚型			
	单抗	83903-4-RR	重组兔单抗	IgG		
		98137-1-RR	重组兔单抗	IgG		
	Cab/Dab 类型		验证应用	天然样本检测		
	抗体对	MP00830-3	重组兔单抗 / 重组兔单抗	sELISA	√	
MP50089-1		小鼠单抗 / 小鼠单抗	sELISA	√		
<b>白细胞介素 10</b>						
IL-10	抗原	Eg3296	19 - 178 aa	rFc	HEK293 表达	
		HZ-1145 (RUO&GMP)	Full length	No Tag	改良的 HEK293 (专利) 表达	
	类型		抗体亚型			
	单抗	60269-1-Ig	小鼠单抗	IgG2b		
		86547-4-RR	重组兔单抗	IgG		
	Cab/Dab 类型		验证应用	天然样本检测		
	抗体对	MP02490-1	重组兔单抗 / 重组兔单抗	sELISA	√	
<b>白细胞介素 17A</b>						
IL-17A	抗原	HZ-1113	Full length	No Tag	改良的 HEK293 (专利) 表达	
		类型		抗体亚型		
	单抗	69021-1-Ig	★小鼠单抗	IgG1		
		★已被头部 IVD 公司采购作为化学发光原料				
	Cab/Dab 类型		验证应用	天然样本检测		
	抗体对	MP50004-1	小鼠单抗 / 小鼠单抗	sELISA	√	
	<b>肿瘤坏死因子 α</b>					
TNF-α	抗原	Ag11413	1 - 233 aa	6*HIS	E.coli 表达	
		Eg0816	77 - 233 aa	6*HIS	HEK293 表达	
		HZ-1014 (RUO&GMP)	Full length	No Tag	改良的 HEK293 (专利) 表达	
	类型		抗体亚型			
	单抗	69002-1-Ig	小鼠单抗	IgG1		
		83721-7-RR	重组兔单抗	IgG		
	Cab/Dab 类型		验证应用	天然样本检测		
抗体对	MP00702-4	重组兔单抗 / 重组兔单抗	sELISA	√		

CBA: Cytometric Bead Array; sELISA: Sandwich ELISA

**糖尿病**

英文名称	类型	货号	备注		
<b>促卵泡生成素</b>					
<b>Adiponectin</b>	抗原	Eg0327	区段	19 - 244 aa	标签 hFc 表达体系 HEK293 表达
	单抗	66239-1-Ig	类型	小鼠单抗	抗体亚型 IgG1
		83961-4-RR	Cab/Dab 类型	重组兔单抗	验证应用 IgG 天然样本检测
	抗体对	MP50050-1	Cab/Dab 类型	小鼠单抗 / 小鼠单抗	验证应用 sELISA 天然样本检测 √

**神经标志物**

英文名称	类型	货号	备注			
<b>载脂蛋白 E</b>						
<b>APOE</b>	抗原	Eg0448	区段	19 - 317 aa	标签 6*HIS 表达体系 HEK293 表达	
	单抗	66830-1-Ig	类型	小鼠单抗	抗体亚型 IgG1	
		抗体对	MP01558-3	Cab/Dab 类型	重组兔单抗 / 重组兔单抗	验证应用 sELISA 天然样本检测 √
	MP50078-1		Cab/Dab 类型	小鼠单抗 / 小鼠单抗	验证应用 sELISA 天然样本检测 √	
	<b>胶质纤维酸性蛋白</b>					
<b>GFAP</b>	抗原	Ag20853	区段	1 - 432 aa	标签 6*HIS 表达体系 E.coli 表达	
	单抗	60190-1-Ig	类型	小鼠单抗	抗体亚型 IgG2a	
		81063-1-RR	Cab/Dab 类型	重组兔单抗	验证应用 IgG 天然样本检测	
	<b>胶质纤维酸性蛋白</b>					
<b>GFAP</b>	抗原	Ag20853	区段	1 - 432 aa	标签 6*HIS 表达体系 E.coli 表达	
	单抗	60190-1-Ig	类型	小鼠单抗	抗体亚型 IgG2a	
		81063-1-RR	Cab/Dab 类型	重组兔单抗	验证应用 IgG 天然样本检测	
	<b>胶质纤维酸性蛋白</b>					
	<b>GFAP</b>	抗原	Ag20853	区段	1 - 432 aa	标签 6*HIS 表达体系 E.coli 表达
单抗		60190-1-Ig	类型	小鼠单抗	抗体亚型 IgG2a	
		81063-1-RR	Cab/Dab 类型	重组兔单抗	验证应用 IgG 天然样本检测	
<b>钙结合蛋白 B</b>						
<b>S100B</b>		抗原	Ag7440	区段	1 - 92 aa	标签 GST 表达体系 E.coli 表达
	单抗	66616-1-Ig	类型	小鼠单抗	抗体亚型 IgG1	
		82271-8-RR	Cab/Dab 类型	重组兔单抗	验证应用 IgG 天然样本检测	
	抗体对	MP01165-2	Cab/Dab 类型	重组兔单抗 / 小鼠单抗	验证应用 CBA, sELISA 天然样本检测 √	

**高血压**

英文名称	类型	货号	备注		
<b>促肾上腺皮质激素</b>					
<b>ACTH</b>	抗原	Ag40322	区段	138 - 176 aa	标签 GST 表达体系 E.coli 表达
	单抗	82498-2-RR	类型	重组兔单抗	抗体亚型 IgG
		66358-1-Ig	Cab/Dab 类型	小鼠单抗	验证应用 IgG1 天然样本检测
	抗体对	MP02726-1	Cab/Dab 类型	重组兔单抗 / 重组兔单抗	验证应用 sELISA 天然样本检测 √

**生长发育**

英文名称	类型	货号	备注			
<b>生长激素</b>						
<b>GH</b>	抗原	HZ-1007 (RUO&GMP)	区段	Full length	标签 No Tag 表达体系 改良的 HEK293 (专利) 表达	
	单抗	82813-2-RR	类型	重组兔单抗	抗体亚型 IgG	
		抗体对	MP02272-1	Cab/Dab 类型	重组兔单抗 / 重组兔单抗	验证应用 sELISA 天然样本检测 √
	<b>胰岛素样生长因子结合蛋白 3</b>					
	<b>IGFBP-3</b>	抗原	Eg1827	区段	28 - 291 aa	标签 rFc 表达体系 HEK293 表达
单抗		84470-4-RR	类型	重组兔单抗	抗体亚型 IgG	
		68042-1-Ig	Cab/Dab 类型	小鼠单抗	验证应用 IgM 天然样本检测	
抗体对		MP01352-2	Cab/Dab 类型	重组兔单抗 / 重组兔单抗	验证应用 CBA, sELISA 天然样本检测 √	

**核心辅料**

适用体系	产品类别	产品名称	产品货号
通用辅料	SAB 体系	四聚体链霉亲和素 (裸 SA 及 15 种荧光素、HRP 偶联物可选)	PF00030
		单体链霉亲和素	即将上线
		Anti-Biotin 重组兔单抗	98598-1-RR
		长臂生物素标记试剂盒	PK20005
		短臂生物素标记试剂盒	PK20004
	抗体稳定剂	蔗糖	CM01532
		海藻糖	CM16695
		牛血清白蛋白 BSA	CM01376
		HRP-protect 酶标抗体稳定剂	PR10005

适用体系	产品类别	产品名称	产品货号
通用辅料	酶稳定剂	抗坏血酸	CM00730
		EDTA, Disodium Salt, Dihydrate	CM12684
		EGTA	CM01670
直接化学发光	示踪物	吖啶盐 NSP-SA-NHS	CM20023
		辣根过氧化物酶 HRP	PR30015
酶促化学发光	酶标记物	HRP 标记抗体 / 蛋白试剂盒	PK20001
		碱性磷酸酶 ALP	CM14634
	示踪物	鲁米诺	CM01180
		鲁米诺单钠	CM01174
		AMPPD	CM08852