

For Research Use Only

ELISA 洗涤液(5X)

Catalog Number: PR10002



www.ptgcn.com

产品介绍

Proteintech 生产的ELISA 洗涤液适用于ELISA 实验中封闭后、一抗或酶标二抗孵育后的洗涤，适当的洗涤可以降低背景，增强信噪比。本产品为5倍的浓缩液。

产品成分

组分/规格	100 mL
洗涤液	液体

包装规格

100 mL

保存条件

4℃保存，1年有效

使用方法

- 使用前取100 mL ELISA 洗涤液，加入400 mL 蒸馏水，混匀即可。
- 封闭后、一抗或酶标二抗孵育结束后，加入200 uL 洗涤液，在摇床上洗涤5分钟，除去洗涤液。重复洗涤三次。然后进行ELISA 后续的操作。
- 没有用完的ELISA 洗涤液可室温保存，请于两周内使用。
- ELISA 操作请参考本公司网站www.ptglab.com查看实验指南。

注意

- ELISA 洗涤液是无色透明性状，如出现变色或沉淀，应该丢弃。
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

For technical support and original validation data for this product please contact

T: 027-87531629

E: Proteintech-CN@ptglab.com

W: ptgcn.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.