

For Research Use Only

DAB染色液 (IHC)

Catalog Number: PR30010



www.ptgcn.com

产品介绍

HRP酶标抗鼠/兔二抗与小鼠及兔 IgG重链和轻链特异性结合,通过二氨基联苯胺 (DAB) 显色液, 形成棕褐色不溶性产物。主要用于免疫组织化学染色的显色。

产品成分

组分	体积
A 液	20 mL
B 液	1 mL

包装规格

21 mL

保存条件

2-8°C避光保存, 有效期18个月。

使用方法

1. DAB 染色工作液: 取 1mLA 液和 50uL B 液, 混匀后使用。
2. 滴加上述 DAB 染色工作液 50 uL 覆盖切片组织, 孵育5分钟, 蒸馏水冲洗, 终止显色。

注意

- 1.本品仅用于免疫组化实验, 不做其他用途。
- 2.应用适当的防护措施, 以避免同皮肤和眼睛接触。
- 3.此试剂是否用于非福尔马林固定组织还未得到证实。

Validation Data

Paraffin-embedded human colon tissue slide




Figure 1. Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human normal colon tissue slide using 60187-1-Ig (Cytokeratin 19 antibody) at dilution of 1:12800. Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).

For technical support and original validation data for this product please contact

T: 027-87531629

E: Proteintech-CN@ptglab.com

W: ptgcn.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.