

产品介绍

Proteintech 生产的 ELISA 封闭液适用于 ELISA 实验中的封闭，可减小抗体非特异性结合，降低背景，增强信噪比。

产品成分

组分/规格	100 mL
脱脂奶粉	液体

包装规格

100 mL

保存条件

4°C 保存，1 年有效。

使用方法

1. 使用前向 ELISA 封闭液中加入脱脂奶粉配制成 3% 工作液，混匀即可。
2. ELISA 操作请参考本公司网站 www.ptglab.com 查看实验指南。

注意

1. 室温封闭 2 小时或 4°C 封闭过夜。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。