

For Research Use Only

Western Blot 抗体稀释液

Catalog Number: PR20013



www.ptgcn.com

产品介绍

Proteintech 生产的 Western Blot 抗体稀释液适用于 Western Blot 实验中一抗或酶标二抗的稀释。

产品成分

组分/规格	100 mL
脱脂奶粉	5g
TBST	100 mL

包装规格

100 mL

保存条件

4°C保存，1年有效。

使用方法

- 使用前向 Western Blot 抗体稀释液中加入脱脂奶粉配制成 5%工作液，混匀即可。
- 根据抗体的质量和样品中目的蛋白的含量，按照适当比例稀释一抗或酶标二抗（一抗和酶标二抗的稀释比例请参照厂家使用说明）。抗体稀释后即可直接用于 Western Blot。
- Western Blot 操作请参考本公司网站：www.ptgcn.com

注意

- Western Blot 抗体稀释液是无色透明性状，如出现变色或沉淀，应该丢弃。
- 本产品属于蛋白制剂，室温放置过久会导致蛋白的降解和失活。
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

For technical support and original validation data for this product please contact

T: 027-87531629

E: Proteintech-CN@ptglab.com

W: ptgcn.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.