

For Research Use Only

免疫组化抗体稀释液

Catalog Number: PR30003



www.ptgcn.com

产品介绍

Proteintech 生产的 Immunohistochemistry 抗体稀释液适用于免疫组化实验中一抗的稀释。本产品可保证抗体的活性和稳定性，减少非特异性结合，降低非特异性背景染色。

产品成分

组分	规格		
稀释液	50mL	100mL	500mL

包装规格

100mL/500mL/50mL

保存条件

4℃保存，有效期一年，避免反复冻融。

使用方法

参考所用一抗的说明，或根据用户的实验数据，按照适当比例加入此抗体稀释液稀释一抗即可。

注意

本试剂盒一抗稀释液不能用于HRP标记一抗或者二抗的稀释。

For technical support and original validation data for this product please contact

T: 027-87531629

E: Proteintech-CN@ptglab.com

W: ptgcn.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.