

产品介绍

本产品成份为0.154 M NaCl, 1.058 mM KH₂PO₄, 5.584 mM Na₂HPO₄, 为超低内毒素无菌溶液 (0.22 μm 无菌滤膜过滤), 室温下pH稳定在7.2-7.4, 可广泛用于各种生化实验和细胞相关实验, 尤其是对内毒素敏感的实验, 不得用于临床使用。

包装规格

10 mL/瓶

保存条件

室温保存, 有效期两年

使用方法

本产品为无菌工作液, 可以直接使用, 或根据实验目的添加相应辅助试剂使用。

注意

1. 本产品无菌且不含防腐剂, 取用时需要在高度洁净环境下取用, 取用本产品的吸头或移液管也需要为超低内毒素级别, 否则可能会引入内毒素而导致本产品内毒素升高。用后立即盖好瓶盖。
2. 本产品存放过程中出现浑浊不溶成分请勿使用。

内毒素

小于0.1EU/mL